Kurze Einwegpipetten aus Glas

- Aus Borosilikatglas Pyrex
- Steril
- Kurze Einwegpipetten : ideal für Arbeiten unter Abzug
- Mit Wattestopfen
- Graduierung leicht ablesbar



Art. Nr.	Vol. (ml)	Länge ca. (mm)	Graduierung (ml)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
041247	1	220	0,01	Individuell	250	AA -
041248	5	220	0,1	Individuell	200	AA -
041249	10	224	0,2	Individuell	200	AA -
041250	25	270	0,2	Individuell	200	AA -
041306	1	220	0,01	20	500	AA -
041310	50	358	0,5	5	50	AA -

Geeichte Pipetten aus Glas BRAND

AR-Glas® Sodakalkglaspipette, DIN 12690.
Klasse B oder AS.

- Braune (Klasse B) oder blaue (Klasse AS) Markierung.
- Ein oder zwei Eichstriche
- Sehr hohe Genauigkeit



		1 Strich, Klasse B			1 Strich, Klasse AS			2 Striche, Klasse AS		
Volumen (ml)	Länge (mm)	Art. Nr.	Toleranz (± ml)	CHF	Art. Nr.	Toleranz (± ml)	CHF	Art. Nr.	Toleranz (± ml)	CHF
0,5	300	090559	0,007	AA -	090570	0,005	AA -	090589	0,005	AA -
1	300	090560	0,010	AA -	090571	0,008	AA -	090590	0,008	AA -
2	330	090561	0,015	AA -	090572	0,010	AA -	090591	0,010	AA -
2,5	330	-	-	-	090573	0,010	AA -	-	-	-
3	330	090562	0,015	AA -	090574	0,010	AA -	090592	0,010	AA -
4	400	-	-	-	090575	0,015	AA -	-	-	-
5	400	090563	0,025	AA -	090576	0,015	AA -	090593	0,015	AA -
6	400	-	-	-	090577	0,015	AA -	-	-	-
7	400	-	-	-	090578	0,015	AA -	-	-	-
8	440	-	-	-	090579	0,02	AA -	-	-	-
9	440	-	-	-	090580	0,02	AA -	-	-	-
10	440	090564	0,030	AA -	090581	0,02	AA -	090594	0,02	AA -
15	510	-	-	-	090582	0,03	AA -	090595	0,03	AA -
20	510	090566	0,040	AA -	090583	0,03	AA -	090596	0,03	AA -
25	520	090567	0,040	AA -	090584	0,03	AA -	090597	0,03	AA -
30	520	-	-	-	090585	0,03	AA -	-	-	-
40	540	-	-	-	090586	0,05	AA -	-	-	-
50	540	090568	0,070	AA -	090587	0,05	AA -	090598	0,05	AA -
100	585	090569	0,120	AA -	090588	0,08	AA -	-	-	-

Graduierte Präzisionspipetten aus Glas BRAND

Pipette aus Sodakalkglas AR-Glas®, DIN 12697.
Klasse AS. Sehr hohe Präzision (Konformität).

- Graduierung blau emailliert
- Teildurchfluss (Skala 0 bis 10 ml + die Spitze) oder Gesamtdurchfluss (Skala 0 bis 10 ml zur Spitze)
- Nullpunkt oben



			Totalabfluss			Teilweiser Durchfluss	
Volumen (ml)	Graduierung (ml)	Länge (mm)	Art. Nr.	Toleranz (± ml)	CHF	Art. Nr.	CHF
0,5	0,01	360	090599	0,006	AA -	090611B	AA -
1	0,01	360	090600	0,007	AA -	090612	AA -
1	0,10	360	090601	0,007	AA -	-	-
2	0,01	360	090602	0,010	AA -	090613	AA -
2	0,02	360	090603	0,010	AA -	090614	AA -
2	0,10	360	090604	0,010	AA -	-	-
5	0,05	360	090605	0,030	AA -	090615	AA -
5	0,10	360	090606	0,030	AA -	-	-
10	0,10	360	090607	0,05	AA -	090616	AA -
20	0,10	360	090608	0,1	AA -	-	-
25	0,10	450	090609	0,1	AA -	090617	AA -
50	0,50	450	090610	0,2	AA -	-	-

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com