
Geeichte Pipetten aus Glas, mit Sicherheitskugel, Klasse A



- Komplette Reihe geeichter Pipetten 1 oder 2 Maßstriche
- Enthalten eine Sicherheitskugel
- Leichte Volumenermittlung durch die Farbcodes
- Klasse A
- Genügen den Normen ISO 835 und ISO 648
- Unlöschbarer bernsteinfarbener Siebdruck
- Aus Sodakalkglas zwecks perfekter Benetzbarkeit

					1 Strich		2 Striche	
Vol. (ml)	Tol. (± ml)	Abfluss-dauer	Farbe	Länge (mm)	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
1	0,008	10 - 20 s.	Blau	300	001715B	AA -	001723B	AA -
2	0,010	10 - 25 s.	Orange	330	001716B	AA -	001724B	AA -
5	0,015	15 - 30 s.	Weiß	400	001717B	AA -	001725B	AA -
10	0,02	15 - 40 s.	Rot	440	001718B	AA -	001726B	AA -
20	0,03	25 - 50 s.	Gelb	510	001719A	AA -	001727B	AA -
25	0,03	25 - 50 s.	Blau	520	001720A	AA -	001728A	AA -
50	0,05	30 - 60 s.	Rot	540	001721B	AA -	001729B	AA -
100	0,08	40 - 60 s.	Gelb	585	001722B	AA -	001730B	AA -

Graduierte Pipetten aus Glas, mit Sicherheitskugel, Klasse A



- Komplette Reihe graduierter Pipetten mit Totalabfluss
- Null oben oder Null unten
- Enthalten eine Sicherheitskugel
- Leichte Volumenermittlung durch die Farbcodes
- Klasse A
- Genügen den Normen ISO 835 und ISO 648
- Unlöschbarer blauer Siebdruck
- Aus Sodakalkglas zwecks perfekter Benetzbarkeit

						Null oben			Null unten		
Vol. (ml)	Grad. (ml)	Toleranz (± ml)	Abfluss-dauer	Farbe	Länge (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
1	0,1	0,007	5 - 7 s.	Gelb	360	001701B	1	AA -	001708B	1	AA -
2	0,1	0,010	6 - 9 s.	Grün	360	001702B	1	AA -	001709B	1	AA -
5	0,1	0,030	8 -11 s.	Rot	360	001703B	1	AA -	001710B	1	AA -
10	0,1	0,05	10 - 13 s.	Orange	360	001704B	1	AA -	001711B	1	AA -
20	0,1	0,1	11 - 16 s.	Gelb	360	001705B	1	AA -	001712B	1	AA -
25	0,1	0,1	11 -16 s.	Weiß	395	001706B	10	AA -	001713B	1	AA -
50	0,1	0,25	20 -25 s.	Orange	635	001707B	10	AA -	001714B	5	AA -

Geeichte Pipetten aus Glas Klasse AS





- Aus Natronkalkglas
- Kalibriert
- Gedruckter Code zum Herunterladen von Zertifikaten
- Unlöschbarer Siebdruck Bernsteinfarbe
- Entsprechen den ISO 648 und ISO 12691
- 2 Striche Version mit Tropfenfänger

Volumen (ml)	Auslaufzeit	Toleranz (± ml)	2 Striche		1 Strich	
			Art. Nr.	CHF pro 2	Art. Nr.	CHF pro 2
1	7-11 s.	0,008	232684	AA -	232692	AA -
2	7-11 s.	0,010	232685	AA -	232693	AA -
5	9-13 s.	0,015	232686	AA -	232694	AA -
10	11-15 s.	0,020	232687	AA -	232695	AA -
15	12-16 s.	0,030	-	-	232696	AA -
20	12-16 s.	0,030	232688	AA -	232697	AA -
25	15-20 s.	0,030	232689	AA -	232698	AA -
50	20-25 s.	0,050	232690	AA -	232699	AA -
100	25-30 s.	0,080	232691	AA -	232700	AA -

Graduierte Pipetten aus Glas Klasse AS





- Aus Natronkalkglas
- Kalibriert
- Unlöschbarer Siebdruck Bernsteinfarbe
- Entsprechen den ISO 835

Volumen (ml)	Auslaufzeit	Grad. (ml)	Toleranz (± ml)	Nullpunkt oben		Nullpunkt unten	
				Art. Nr.	CHF pro 2	Art. Nr.	CHF pro 2
1	4-10 s.	0,01	0,007	232701	AA -	232706	AA -
2	4-10 s.	0,02	0,010	232702	AA -	232707	AA -
5	7-13 s.	0,05	0,030	232703	AA -	232708	AA -
10	7-13 s.	0,10	0,050	232704	AA -	232709	AA -
25	11-17 s.	0,10	0,100	232705	AA -	232710	AA -