
Graduierte Pipetten aus Glas Hirschmann

Art. Nr.	Volumen (ml)	Graduierung (ml)	VE	CHF/ VE
501162	0,5	0,01	12	AA -
501163	1	0,01	12	AA -
501164	1	0,1	12	AA -
501165	2	0,01	12	AA -
501166	2	0,02	12	AA -
501167	2	0,1	12	AA -
501168	5	0,05	12	AA -
501169	5	0,1	12	AA -
501170	10	0,1	12	AA -
501171	20	0,1	6	AA -
501172	25	0,1	6	AA -
501173	50	0,2	6	AA -

- Klasse AS
- Sodakalkglas
- Bernsteinfarbene Grade
- Null oben
- Entspricht DIN EN ISO 835
- Konformitätsbescheinigung mit datierter Chargennummer



Pipettenbehälter

- Aus vernetztem HD-Polyethylen
- Fuß aus PPCO
- Steif und widerstandsfähig
- Ideal zum Anfeuchten des Glases u. zum Waschen der Pipetten
- Verbreiterte Basis für höhere Stabilität
- Mit Staubschutzdeckeln geliefert

Art. Nr.	Für Pipetten mit max. Länge (mm)	H x ø (mm)	CHF
029844	406	514 x 165	AA -
029831	610	686 x 165	AA -
029832	813	914 x 175	AA -



Pipettentragbehälter

- Aus HD-Polyethylen
- Solide und robust
- Federt die Pipetten ab
- Lochgitter 2 cm vom Boden für komplette Entleerung
- Korb mit 133 mm Durchmesser

Art. Nr.	Für Pipetten mit max. Länge (mm)	Höhe mit Griff (mm)	CHF
029839	203	375	AA -
029721	406	578	AA -
029840	610	781	AA -





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com