## Pipetten-Regal



Fächer für Pipetten aus Polystyrol oder Glas.

- **4 geneigte Fächer für 4 Pipetten-Volumen**
- **Fasst bis zu 94 Pipetten**
- **Wird an einer Wand befestigt**
- **Aus ABS mit magnetisierter Oberfläche**
- **Maße: 290 x 85 x 410 mm**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 037618 | Blaues Regal für 94 Pipetten | AA - |

## Vertikaler Pipettenständer



- **Für bis zu 8 Pipetten mit Durchmesser 10 mm und mehr als 8 Pipetten mit Durchmesser 15 mm**
- **Aus Polypropylen**
- **Basis mit Abflussöffnungen**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 391521 | Vertikaler Pipettenständer, 200 x 75 x 150 mm - Maße (L x B x H) | AA - |

## Vertikaler Pipetten-Träger



Träger zur vertikalen Einordnung von 50 Pipetten (5 x 10). Die Bodenplatte verhindert den Kontakt der Pipette mit dem Labortisch.

- **Tragegriff**
- **Aus autoklavierbarem PP**
- **ø der Öffnungen: 16 mm**
- **Maße (L x B x H): 213 x 114 x 232 mm**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 085898 | Träger für 50 Pipetten bis 25 ml | AA - |

## Ständer für 94 Pipetten



- **Aus Polypropylen**
- **Rollständer**
- **Für 94 Pipetten**
- **Maße (ø x H): 230 x 470 m**


| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 391522 | Ständer für 94 Pipetten | AA - |

## Schräger Träger aus Plexiglas für 6 Pipetten



| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 065231 | Schräger Träger aus Plexiglas für 6 Pipetten | AA - |

## Pipetten-Träger



- **Horizontale oder vertikale Stapelung**
- **3 transparente Blautöne**
- **Maße (L x B x H): 301 x 100 x 127,5 mm**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 037984 | Pipetten-Träger | AA - |