

Rack für Pipetten

- Blaues Acryl
- L x B x H (mm) : 292 x 89 x 401




Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
141377	Rack für Pipetten	AA -

Sterilisierbehälter für Pipetten


- zum Autoklavieren von Glas- und Pasteur-Pipetten bestimmt
- Silikoneinlagen im Deckel und am Boden des Behälters
- T x H : 65 x 65 mm

Art. Nr.	Länge (mm)	Kompatibilität	CHF
041300	150 - 240	Pasteur Pipetten bis 170 mm	AA -
041301	230 - 320	Pasteur Pipetten 230 mm	AA -
041302	310 - 400	Graduierte Pipetten bis 20 ml	AA -
041303	310 - 450	Graduierte Pipetten von 20 bis 50 ml	AA -




Pipet Pump





Ökonomischer manueller Pipettierer für alle Pipetten von 0,2 ml bis 25 ml. Durch einfaches Betätigen des seitlichen Rädchens saugt die Pipet Pump das Volumen ein und verteilt es. Die Pipet Pump Plus verfügt über eine Vorrichtung zur rascheren Abgabe sowie zur Abgabe des letzten Tropfens in der Pipette.

	Pipet Pump standard		Pipet Pump Plus	
Volumen (ml)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,2	060601	AA -	-	-
2	060602	AA -	045862	AA -
10	060603	AA -	045863	AA -
25	060604	AA -	045864	AA -



Pipet-Pump III

- Mit Abgaberädchen zum gleichmäßigen Pipettieren und Verteilen der Flüssigkeit
- Erhältlich in 3 Größen: Für Pipetten zu 2, 10 und 25 ml
- Für Pipetten aus Glas oder Kunststoff
- Beständig gegen Alkali, Säuren und Lösungsmittel
- Leicht abnehmbar zur Reinigung
- Zwei Modelle: mit „Schnellverteilung“-Taste oder ohne

	Pipet-Pump III			Pipet-Pump III Schnellverteilung			
Art. Nr.	Für Pipetten	Farbe	CHF	Art. Nr.	Für Pipetten	Farbe	CHF
085012	2 ml	Blau	AA -	085009	2 ml	Blau	AA -
085013	10 ml	Grün	AA -	085010	10 ml	Grün	AA -
085014	25 ml	Rot	AA -	085011	25 ml	Rot	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com