Pipettiersystem

Pipettiersystem für sämtliche kalibrierten und graduierten Pipetten von 0,1 bis 200 ml.

- Ansaugen: nach Komprimieren des Saugballs ermöglicht die Betätigung des Hebels das Ansaugen der Flüssigkeit, einfache Steuerung der Geschwindigkeit
- Verteilung: die Flüssigkeit tritt durch Absenken des Hebels aus
- Entlüftung: durch Druck auf die Gummitaste werden die letzten Tropfen (Flüssigkeitsmeniskus) aus der Pipette ausgeschieden



Blau	Rosa	Grün	Grau	CHF
092475	092476	092474	092473	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Beschreibung	VE	CHF/VE
092480	Filtermembran 3 µm (PP, PTFE), nicht sterilisiert	1	AA -
042350	Filtermembran 3 µm (PP, PTFE), nicht sterilisiert	10	AA -
092379	Adapter (Silikon), 44 mm lang	1	AA -
092478	Adapterbehälter (PP), 49 mm lang	1	AA -
092479	Ansaugbalg (Silikon), Schraubring (PP)	1	AA -
092481	Ventilsystem (PP, PTFE, Silikon)	1	AA -

Blaues Pipettiersystem

- **Maße (mm) : 230 x 54 x 54**
- **Ergonomischer Griff**
- **Kompatibel mit serologischen Pipetten, Kunststoff oder Glas, von 1 bis 100 ml**
- **Absaug-Drehzahlregelung / Verteilung mit einem T-Bar**
- **2 extra grüne und blaue Mundstücke enthalten**
- **Hydrophober Filter 45 µm**
- **PP-Spitze und Silikon-Adapter sind autoklavierbar**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
320554	Blaues Pipettiersystem	AA -

Pipettier-Hilfe

- **Bequem und einfach zu verwenden**
- **Genaue Kontrolle des Pipettierens**
- **Robust und leicht**
- **Einfache Wartung**
- **Geeignet für volumetrische und graduierte Pipetten, aus Glas oder Kunststoff, von 0,1 bis 100 ml**
- **Ersatz-Filter 3 µm, austauschbar**



Farbe	Blau	Rot	Grün	Gelb	Rosa	CHF
Art. Nr.	861000B	861001B	861002B	861003B	-	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
861005	Ersatz-Filter 3 µm	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com