Pipetboy Acu 2



- Für alle Pipetten von 1 bis 100 ml
- Unterschiedliche Farben
- Zweistufige Geschwindigkeitseinstellung je nach Viskosität der Flüssigkeit
- Mit einem Wandträger geliefert und AC-Adapter
- Mit Lithium-Polymer-Akku, Betrieb 6 Stunden
- Anzeige des Batteriestatus
- Gewicht: 195 g
- 3 Jahre Garantie auf der Website www.pipetboy.com aktivieren

Farbe	Grau	Grün	Rot	Blau	Kristall	Violett	CHF
Art. Nr.	060204	060200	060201	060202	060203	060211	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF / VE
004916B	Ladegerät	1	AA -
155066	Li-ion Polymer Akku für Pipetboy ACU 2	1	AA -
004923	Filter nicht steril 0,45 µm	25	AA -
004911	Ansatzstück aus Silikon	1	AA -
155025	und Violett, grau unterlegen Standard und Kristall - weiß unterlegen	1	AA -

Pipetboy Pro





- Für alle Pipetten aus Glas oder Kunststoff von 1 bis 100 ml
- Variable Geschwindigkeit 2 - 10 ml/s
- Besseres Handling des Ansaugens und Messens durch das LED, das den Pipettier-Bereich automatisch beleuchtet
- Pipettieren Tropfen für Tropfen bis zu 10 ml/s exakt möglich
- Optionales Zubehör: autonome Ladestation
- Filter steril 0,45 µm (inkl.) oder 0,2 µm (auf Bestellung)
- Gewicht: 190 g

Farbe	Weiß	Rosa	Grün	Orange	Blau	CHF
Art. Nr.*	060425	060426	060427	060428	060429	AA -

* Inkl. Ladegerät, steriler Filter, Akku, Wandhalterung.

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
004911	Ansatzstück aus Silikon	1	AA -
060413	Akkus Pipetboy Comfort 1,2 V AAA NiMH	2	AA -
060432	Autonome Ladestation	1	AA -

Filter 0,45 µm und 0,2 µm

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
004923A	Filter nicht steril 0,45 µm	25	AA -
060431	Filter 0,2 µm nicht steril	1	AA -

Pipettierer Levo ME



- Für alle Pipetten 0,1 bis 100 ml
- Lithium-Ionen-Akku (Akkulaufzeit : 8 Stunden)
- Leicht
- Hydrophober Filter 0,45 µm autoklavierbar
- Konstante Sauggeschwindigkeit und Verteilung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
947840	Pipettierer Levo ME	AA -