Pipet-Aid®


Pipet-Aid XP2


Pipet-Aid


Pipet-Aid XP


Pipet-Aid XP Gravity

Pipettierer und Reagenzien-Dispenser für Pipetten aus Glas und aus Kunststoff von 1 bis 100 ml. Der Pipet-Aid ist der weltweit meistverwendete Pipettierer:
- Seine Verlässlichkeit, seine Robustheit und die Einfachheit der Pflege machen ihn zu dem am meisten geschätzten Tool seiner Kategorie.

4 Modelle bilden eine komplette Produktfamilie:
- Pipet-Aid XP2 : ergonomisches Modell; liegt gut in der Hand; Aufladen während des Gebrauchs, durch das neue Ladegerät; ultra-geräuscharme Pumpe; geliefert mit 4 Zusatz-Filtern, Halter und Ladegerät;
- Pipet-Aid: das Basis-Tool, leicht, autonom, drahtlos;
- Pipet-Aid XP: schneller, kompakter, mehr Funktionen; Halter und Ladegerät inklusive;
- Pipet-Aid Gravity XP: identisch mit dem Super Pipet Aid mit einer zusätzlichen Gravity-Funktion (Verteilung durch Schwerkraft, ohne Stoßdruck). Gravity-Funktion ist nützlich bei Zellkultivierung, um eine Ablösung der Zellfläche zu vermeiden.

	Pipet-Aid XP2	Pipet-Aid	Pipet-Aid XP	Pipet-Aid XP Gravity
Wiederaufladbare 9V-Batterie	Ja	Ja	Ja	Ja
Filternase für Kulturen	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit	3 Geschwindigkeiten	1 Geschwindigkeit (normal)	3 Geschw. (normal, langsam, schnell)	3 Geschw. (normal, langsam, schnell) + Schwerkraft
Zulässige Pipetten	1 bis 100 ml	1 bis 100 ml	1 bis 100 ml	1 bis 100 ml
Art. Nr.	**075212**	**075001**	**075002**	**075003**
CHF Pipet-Aid (komplett mit Ladegerät)	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Ersatz-Nase


Farbe	Schwarz	Rot	Grün	Blau	Orange	Violett	Gelb	Gemischt	Nase für XP2
Art. Nr.	**075004**	**075005**	**075006**	**075007**	**075008**	**075009**	**075109**	**075010**	**075213**
VE	1	2	2	2	2	2	2	6	1
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Ersatzteile

Référence	Désignation	CHF
Teile für alle 4 Pipet-Aid-Modelle		
075011	Filter hydrophob 0,8 µm (zu 5)	**AA -**
075233	Steriler Filter hydrophob 0,8 µm (zu 5)	**AA -**
075015	Silikon-Ansatz Pipetten-Träger (zu 2)	**AA -**
Teile für drahtlose Pipet-Aids und Pipet-Aids Hood Mate		
075012	Halterungen des Filters in der Nase (zu 2)	**AA -**
075013	9V-Batterie	**AA -**
075014	Ladegerät 220 V	**AA -**
075016	Kulturen-Nase komplett mit 4 Filtern	**AA -**
075131	Ventil komplett + 2 Knöpfe für Pipet-Aid XP	**AA -**
075132	Ventil komplett + 2 Knöpfe für Pipet-Aid XP Gravity	**AA -**
075133	Einzelventil für tragbaren Pipet-Aid	**AA -**
075776	Filter hydrophob 0,2 µm (zu 5)	**AA -**
Ersatzteile für portablen Pipet-Aid XP2		
075214	Filtersperre	**AA -**
075215	Filteranschlüsse	**AA -**
075216	Abnehmbarer Ständer für Pipet-Aid XP2	**AA -**
075195	Batterien	**AA -**

Neu: Pipet-Aid portable XP2 Noch leistungsstärker!





PIPETTIERUNG VERTEILUNG

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com