Pipet-Aid XL



- **Pipet -Aid mit verlängertem Griff für müheloses Manipulieren unter den Sicherheitswerkbänken und unter Laminarströmungsabzügen**
- **Autonom oder während des Betriebs aufladbar**
- **3 Geschwindigkeiten**
- **Mit einer einstellbaren Nase für richtiges Halten der Pipette**
- **Eine Halterung ermöglicht das Aufstellen,während dem eine Pipette im Gebrauch ist**
- **Leistungsstärkere und leisere Pumpe**
- **Geliefert komplett mit Ladegerät, 4 Ersatzfiltern und einem Wandhalter**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
075194	Pipet-Aid XL	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
075195	Batterien	AA -
075196	Ladegerät + 4 Adapter (US, EU, UK, Australien)	AA -
075012	Halterungen für den Filter im Nase (pro 2)	AA -
075015	Silikon-Ansatz für Pipetten-Träger (pro 2)	AA -
075004	Ersatz-Nase Färbung Schwarz	AA -
075265	Ersatz-Nase Färbung grau	AA -

Pipet-Aid® Hood Mate™



Speziell für Abzüge.
Praktisch, ohne Nachfüllen, der Pipet-Aid Hood Mate verlässt nie seine Arbeitsstation unter dem Abzug.

- **Extrem leicht**
- **Präzise Kontrolle, proportional zum Druck auf den Knopf**
- **Eigene externe Pumpe, zur Befestigung im Abzug**
- **Ohne Batterie, Pumpe wird direkt am Netz angeschlossen**
- **Spezielle Nase mit Filter (identisch mit dem portablen Pipet-Aid)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
075017	Pipet-Aid Hood Mate	AA -

Pipet-Aid® mit externer Pumpe



Pipettierer zum Anschluss ans Netz, mit einer externen Pumpe und/oder einem externen Doppelfilter, garantierte Wirkung gegen Kontaminationen.

- **Der Doppelfilter fängt Partikel und Tropfen ···⁘ (0,1 µm zu 100 %) ab, und verhindert jegliche Kontamination des Motors**
- **Schutz vor dem Wiederanstieg von Flüssigkeit im Griff (Ventil)**
- **Griff zur Gänze autoklavierbar (Dank externem Motor)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
075018	Pipet-Aid mit Pumpe ohne Filter	AA -
075020	Pipet-Aid mit Pumpe und Nase, interner Filter	AA -
075019	Pipet-Aid mit Pumpe und externem Doppelfilter	AA -
075174	Pipet-Aid mit Pumpe u. externem Doppelfilter und Nase mit internem Filter	AA -

Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
075021	Sicherheitsventil	AA -
075022	Doppelschlauch (1,5 m)	AA -
075027	Filter komplett	AA -
075023	Interner Filter Balston DFV (pro 2)	AA -
075024	Pumpenmembran	AA -
075025	Schlauchanschluss (pro 2)	AA -
075026	Nase Pipetten-Halter komplett	AA -
075015	Silikon-Ansatz Pipetten-Träger (pro 2)	AA -
075011	Filter hydrophob 0,8 µm für Nase (pro 5)	AA -