Pipettierer Macroman Gilson®



- Bereich von 0,1 bis 100 ml
- Optimale Steuerung der Geschwindigkeit über Druckknopf oder Rändelrad
- Batterieladungsanzeige und Geschwindigkeitssaugen und -verteilung
- Ergonomisch, ausgezeichneter Griff
- Einstellbare Unterstützung an der Seite der Pipettenspitze
- Kommt mit Bedienungsanleitung, Universal-Ladegerät (4 Adapter), Tischladestation, Wandhalterung, 0,22 µm sterilem hydrophobem Filter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
066560D	Pipettierer Macroman	AA -

Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
070192	Tisch-Ladestation	AA -
070193	Blaue Wandhalterung	AA -
070194	Magnetische Wandhalterung	AA -
070195	Standard-Filter 0,22 µm (10)	AA -
070196	Sterilfilter 0,22 µm (10 pro Einheit)	AA -
070197	Standardfilter 0,45 µm (der 10)	AA -
070198	Sterilfilter 0,45 µm (10 Stück)	AA -
070199	Netzteil.	AA -
067510	Lithium-Batterie	AA -
067511	Blaue Pipettenspitze	AA -
067512	Einstellbare Seitenstütze	AA -
067513	Adapter für Pipetten	AA -

Pipettierer Omega Zen



- Leicht: 190 g
- Ergonomische Form
- UV-beständig
- Einstellbare Geschwindigkeit
- LED-Anzeige des Batterieladezustands
- Leichtgängige Druckknöpfe zur Entlastung des Bedieners
- Funktioniert auch mit angeschlossenem Ladegerät
- Geliefert mit Ladegerät, Wandhalterung, Bedienungsanleitung, Etiketten

Farbe	Grau	Grün	Blau	Transparent	CHF
Art. Nr.	141137B	141138	141140B	141141	AA -

Pipettierer Easypet 3 Eppendorf



- Sehr leicht, gut ausgewogen : angenehme Handhabung, ohne Anstrengung
- Extrem leistungsstarker Motor, wirksam sogar mit 100 ml Pipetten
- Mit den Fingerspitzen einstellbare Geschwindigkeiten, mit ausgezeichneter Sensitivität für eine schnelle und sichere Arbeit
- Batteriesatz der neusten Generation : Arbeitsdauer von 6 Stunden
- Ladeleuchtanzeige, Möglichkeit während des Ladevorgangs zu arbeiten
- Komplett geliefert mit Ladegerät, Wandhalterung, entfernbare Halterung (auf den Labortisch in aller Sicherheit aufstellbar), und 2 Membranfilter von 0,45 µm
- 2 Jahre Garantie

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
933004	Pipettierer Easypet 3	AA -
033942	Membranfilter steril 0,45 µm (zu 5)	AA -