Dispenser Calibrex

- Volumeneinstellung durch beidseitig graduierten Ableseschieber
- Integriertes Kalibrierungs-System
- Voll montiert bei 121 °C autoklavierbar
- Rotation des Dispenser um 360 °
- Die Teile mit Flüssigkeitskontakt sind chemisch inert
- Genauigkeit (rel. Fehler in %) : vol. min ‹ ± 1,5 % , vol. med ‹ ± 1,1 % , vol max ‹ ± 0,6 %
- Präzision (VK%) : vol. min ‹ ± 0,5 % , vol. med ‹ ± 0,35 %, vol max ‹ ± 0,1 %
- Geliefert mit:
  - Ansatz Durchmesser 45 mm;
  - Ausguss 120 mm und Verschluss;
  - Saugrohr 350 mm;
  - Schraubknopf für Volumenanpassung;
  - drei Adapter (Durchmesser 32, 38 und 40 mm);
  - Kalibrierungszertifikat und Bedienungsanleitung.
- 2 Jahre Garantie





Dispenser Calibrex® 530 solutae

Dispenser Calibrex® 525 organo

Dispenser Calibrex® 530 solutae / 1 ml bis 100 ml

Flasche aus Borosilikat-Glas, Kolben mit PFA-Schicht.
Geeignet für Salz, stark und schwach saure Lösungen sowie für Laugen. Farbe: rot.

		Ohne Hahn		Mit Hahn	
Volumen (ml)	Unterteilung (ml)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,1 - 1	0,02	061995	AA -	061999	AA -
0,25 - 2,5	0,05	061996	AA -	062000	AA -
0,5 - 5	0,1	061997	AA -	350342	AA -
1 - 10	0,2	061998	AA -	350343	AA -
2,5 - 25	0,5	061842	AA -	061953	AA -
5 - 50	1	061843	AA -	061954	AA -
10 - 100	1	061844	AA -	061955	AA -

Dispenser Calibrex® 525 organo / 1 ml bis 100 ml

Kolben aus mattgeschliffenem Glas, Flasche aus Borosilikat-Glas.
Geeignet für organische Lösungen, nicht-kristallisierende Säuren und alkalische Lösungen. Farbe: gelb.

				Ohne Hahn		Mit Hahn	
Vol. (ml)	Unterteilung (ml)	Länge Auslauf (mm)	Kommt mit Adapter für Hals	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,1 - 1	0,02	90	GL 28, GL 32, GL 40	061987	AA -	061991	AA -
0,25 - 2,5	0,05			061988	AA -	061992	AA -
0,5 - 5	0,1			061989	AA -	061993	AA -
1 - 10	0,2			061990	AA -	061994	AA -
2,5 - 25	0,5	120	GL 32,	061845	AA -	061950	AA -
5 - 50	1		GL 38,	061846	AA -	061951	AA -
10 - 100	1		GL 40	061847	AA -	061952	AA -

Siehe Zubehör auf www.MILIAN.com



Digitale Dispenser Calibrex 520

- System der Volumeneinstellung durch vorkalibrierte Nocken
- Rasche und genaue Auswahl jedes Volumens
- Hohe Beständigkeit gegen Erschütterungen und Chemikalien
- 360°-Rotation des Dispenser
- Rasche Demontage ohne Werkzeug
- Autoklavierbar im Komplettzustand
- Zylinder aus Glas und Kolben mit PFA-Schicht
- Einfache Kalibrierung durch den Anwender



Digitale Dispenser Calibrex 520 / 2 ml, 5 ml und 10 ml

3 Modelle in einem Volumenbereich von 0,25 bis 10 ml. Das Instrument kann direkt auf die Laborflaschen geschraubt werden dank seinem standard Gewinde 32 mm und seinen 3 Adapter (28, 40, 45 mm).

Festvolumen			Variables Volumen			
Art. Nr.	Volumen (ml)	CHF	Art. Nr.	Volumen (ml)	Unterteilung (ml)	CHF
061281	2	AA -	061018	0,25 - 2	0,05	AA -
061282	5	AA -	061019	1 - 5	0,1	AA -
061283	10	AA -	061020	1 - 10	0,25	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
985191	Teleskopisches Ansaugrohr aus FEP 150 - 255 mm	AA -
985192	Teleskopisches Ansaugrohr aus FEP 195 - 345 mm	AA -
061074	Verlängerung für Calibrex 520 und 521 (20 ml)	AA -
061024	Halterung für Dispenser Calibrex 520 bis 50 ml	AA -
061025	Flaschenhalter für Entnahme aus entfernten Behältern (520)	AA -
061026	Flaschenhalter für Entnahme aus entfernten Behältern (525 /530)	AA -



Siehe Anschlüsse auf www.MILIAN.com

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com