Kompakt-Dispenser Acurex



- Komplett im Geräteinneren geschützter Mechanismus
- Graduierte Säule, zur Aufbewahrung im Kühlschrank einschiebbar
- Autoklavierbar im Komplettzustand
- Material mit Flüssigkeitskontakt inert
- Ventilsystem ohne Federn
- Glaszylinder und Kolben mit PTFE-Schicht

Kompakt-Dispenser Acurex 501

Modelle von 0,2 ml bis 30 ml, geliefert mit Fläschchen aus Braunglas.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Unterteilung (ml)	Fläschchen Vol. (ml)	CHF
061027	0,2 - 2,0	0,1	250	AA -
061028	0,2 - 2,0	0,1	1000	AA -
061029	0,2 - 2,0	0,1	2000	AA -
061030	0,4 - 5,0	0,2	500	AA -
061031	0,4 - 5,0	0,2	1000	AA -
061032	0,4 - 5,0	0,2	2000	AA -
061033	1 - 10,0	0,2	1000	AA -
061034	1 - 10,0	0,2	2000	AA -
061035	1 - 30,0	1,0	2000	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
061036	Verlängerung für Acurex 501	AA -
061686	Ersatzflasche 2,5 Liter aus Braunglas	AA -

Dispenser Varispenser® / Varispenser® plus Eppendorf



Dispenser für Fläschchen von 0,5 ml bis 100 ml.
Komplett mit Ansaugrohr und Reduktoren-Set für Fläschchen geliefert.

2 Modelle:
- **Varispencer® 2;**
- **Varispencer® 2x**: enthält ein Sicherheitsventil und hat eine feinere Einstellung.

- Hochpräzise Verteilung
- Eignet sich für Lösungsmittel und gefährliche oder korrosive Substanzen
- Zur Gänze autoklavierbar
- Einfache Demontage und Reinigung

				Varispenser® 2		Varispenser® 2x	
Vol. (ml)	Für Hals (mm)	Reduzierstück inklusive	Schritt (ml)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,2 bis 2	32	28, 40, 45	0,05	033580B	AA -	033586B	AA -
0,5 bis 5	32	28, 40, 45	0,1	033581B	AA -	033587B	AA -
1 bis 10	32	28, 40, 45	0,2	033592B	AA -	033588B	AA -
2,5 bis 25	45	32, 38, 40	0,5	033610B	AA -	033589B	AA -
5 bis 50	45	32, 38, 40	1	033584B	AA -	033590B	AA -
10 bis 100	45	32, 38, 40	2	033585B	AA -	033591B	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
999570	Gewindeadapter für Flaschen von GL 45 bis GL 32, ETFE	37,AA -

Reagenzspender DispensMate



- Schnelles und präzises Einstellen des Volumen
- Antitropf Verschluss für mehr Sicherheit
- Leicht zu reinigen
- Geeignet für GL45 Flaschen (Adapter optional)
- Bei 121 °C autoklavierbar

Art. Nr.	Volumen (ml)	Graduierung (ml)	Genauigkeit (%)	CHF
861070B	0,5 - 5	0,1	0,1 %	AA -
861071B	1 - 10	0,2	0,1 %	AA -
861073B	5 - 50	1,0	0,1 %	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
861074	Flasche 1 l GL45 aus Braunglas	AA -

Adapter DispensMate

Für Flasche	S40	GL32	GL38	GL25	GL28
Art. Nr.	861075	861076	861077	861078	861079B
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -