Dispenser Ceramus

HIRSCHMANN

Flüssigkeitsdispenser mit Keramik-Kolben und 360° drehbaren Kopf, für Verteilung von Lösungen von 0,2 ml bis 60 ml.

- **Keramik-Kolben für hervorragende chemische Beständigkeit, ohne Erosion, ohne Anschwellen**
- **Zylinder aus Borosilikatglas 3.3 kalibriert**
- **Kein Reagenzien-Verlust durch ein Rückflusssystem**
- **Sterilisierung: vollständig autoklavierbar bei 121 °C / 2 bar**
- **Variable Voluminaregelung mit digitalen Schritte**
- **Verwendbar von 40 °C bis 50 °C**
- **Übereinstimmungszertifikat**

Geliefert mit:
- Adapter A 45 (montiert), A 32, A38 und S40
- Schläuche aus PTFE
- Montageschlüssel
- Zertifikat



Art. Nr.	Volumen (ml)	Unterteilung (ml)	Präzision (R%)	Reproduzierbarkeit (CV%)	CHF
090532	0,2 - 1	0,05	0,6	0,2	AA -
090533	0,4 - 2	0,05	0,5	0,1	AA -
090534	1 - 5	0,1	0,5	0,1	AA -
090535	2 - 10	0,25	0,5	0,1	AA -
090536	5 - 30	0,5	0,5	0,1	AA -
090537	10 - 60	1	0,5	0,1	AA -

Zubehör: Flaschenhalter aus grauem Gummi

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
502093	Halter für alle Fläschchen mit einem Durchmesser von 75 bis 120 mm	AA -

Dispensette S Brand

BRAND

- **Kann auf alle Flaschentypen aufgesetzt werden**
- **Anpassbar, 360 ° drehbarer Ventilblock**
- **Zum Reinigen einfach zerlegbar**
- **Autoklavierbar bei 121 °C**
- **Kommt mit Adaptern, Zertifikat, Saugrohr-Montage-Werkzeug**

Nennvolumen (ml)	Mitgelieferte Adapter für Flaschen	Ansaugschlauchs Länge (mm)
1,2,5,10	GL 24-25,GL 28/S 28, GL 32-33, GL 18, S40	125-240
25,50,100	GL 32-33, GL 38, S 40	170-330



	Dispenser Analog mit Rückdosierventil		Dispenser Analog ohne Rückdosierventil		Dispenser Easy Calibration mit Rückdosierventil		Dispenser Easy Calibration ohne Rückdosierventil	
Nennvolumen (ml)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,1 - 1	090094B	AA -	090093B	AA -	-	-	-	-
0,2 - 2	090096B	AA -	090095B	AA -	090119B	AA -	090118B	AA -
0,5 - 5	068818B	AA -	090097B	AA -	068817B	AA -	090120B	AA -
1 - 10	090099B	AA -	090098B	AA -	092408B	AA -	090121B	AA -
2,5 - 25	090106B	AA -	090105B	AA -	092409B	AA -	090122B	AA -
5 - 50	090558B	AA -	090107B	AA -	092410B	AA -	090252B	AA -
10 - 100	090109B	AA -	090108B	AA -	-	-	-	-

Finnpipette Dispenser

thermoscientific

Reagenzien-Dispenser auf Fläschchen.

- **6 Modelle für Verteilung von Lösungen von 0,2 ml bis 60 ml**
- **Vollständig autoklavierbar ohne Demontage (121 °C - 2 bar)**
- **Volumeneinstellung durch Ring mit Gradkerben**
- **Keramik-Kolben und Zylinder aus Duran-Glas**
- **Ansaug- und Auswurfschlauch aus FEP**
- **Materialien mit Flüssigkeitskontakt sind inert (FEP, ECTFE, Keramik, Hostelloy, Duran-Glas)**
- **Geliefert mit Konformitätszertifikat**
- **Verwendbar von 4 °C bis 50 °C**

Geliefert mit Adapter für Fläschchen A32(montiert), A28, S4 und A45, Ansaugschlauch aus FEP, Montageschlüssel, Konformitätszertifikatmit Seriennummer.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
047914	Dispenser Finnpipette 0,2 bis 1 ml	AA -
047915	Dispenser Finnpipette 0,4 bis 2 ml	AA -
047916	Dispenser Finnpipette 1 bis 5 ml	AA -
047917	Dispenser Finnpipette 2 bis 10 ml	AA -
047918	Dispenser Finnpipette 5 bis 30 ml	AA -
047919	Dispenser Finnpipette 10 bis 60 ml	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com