Distributoren und Verdünnungen Hamilton Microlab 600

- Hochpräzisions-Pumpe mit halbautomatischer Abgabe mit Spritze
- Vereinfachte Benutzeroberfläche
- Entwickelt, um schnell und einfach Flüssigkeiten verdünnen und dosieren
- Spritze aus Borosilicatglas
- Kolben und Schläuche aus PTFE/CTFE
- Automatisieren den Pipettierprozeß
- Ausgestattet mit einem rückführbaren Kalibrierzertifikat entspricht den NIST-Standards
- Mehrere Kommunikationsschnittstellen : Ethernet (RJ-45), CAN IN / OUT (RJ-12), TLL IN/OUT, SERIAL RS-232
- Steuerungsmöglichkeiten des Instruments (Ethernet oder RS-232) dann eine Kette mehrerer Instrumente (CAN-Ports), Fernbedienung (optional Programmier-Kit erforderlich, Art. Nr. 410532)
- Konformes Material EPA, FDA, GLP,GMP, und 21 CFR part 11
- Überwachung des Instruments aus der Ferne von einem beliebigen Computer (logfile)
- Distributoren und Dilutern kommen mit Concorde Handsonde (Art. Nr. 491062 und 491063 verfügen über einen doppelten Knopf), Verteilungs und-Füllrohre aus PTFE, ein Zubehörregal , universal-Ventile, einen Netzkabel



Verteilungseinrichtungen

	Basiscontroller		Fortgeschrittener Controller	
	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
1 Spritze	412387*	AA -	410504*	AA -
2 Spritzen	491062*	AA -	491063*	AA -
Kontinuierlich mit 2 Spritzen	491064**	AA -	491065**	AA -

* Spritze(n) 1 ml inklusive
** Spritze(n) 10 ml inklusive

Verdünnungserinrichtungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Spritzen inkl.	CHF
491061	Verdünnungserinrichtungen mit 2 Spritzen mit Basiscontroller	250 µl / 2,5 ml	AA -
410502	Verdünnungserinrichtungen mit 2 Spritzen mit fortgeschrittenem Controller	250 µl / 2,5 ml	AA -

Pumpen

Art. Nr.	Bezeichnung	Spritze(n) inkl.	CHF
491067	Pumpe mit einer Spritze ohne Controller ohne Zubehör*	1 ml	AA -
410503	Pumpe mit zwei Spritzen ohne Controller ohne Zubehör*	1 ml	AA -

* Die Pumpen sind nur mit Netzkabel, Universal Ventil(e), Spritze(n) und benutzerdefinierbare Programmier-Kit (Software-CD. nur mit Microsoft.NET 2.0 und früher kompatibel) geliefert

Bubble Free Prime (BFP) Spritze

Treibt Luft aus der Spritze und Ventil, wodurch die erforderliche Anzahl von Zündzyklen reduziert wird.

Art. Nr.	Volumen	Optimale Bereiche	CHF
410505	10 µl	1 µl - 10 µl	AA -
410506	25 µl	2,5 µl - 25 µl	AA -
410507	50 µl	5 µl - 50 µl	AA -
410508	100 µl	10 µl - 100 µl	AA -
410509	250 µl	25 µl - 250 µl	AA -
410510	500 µl	50 µl - 500 µl	AA -
410511	1 ml	100 µl - 1 ml	AA -
410512	2,5 ml	250 µl - 2,5 ml	AA -
410513	5 ml	500 µl - 5 ml	AA -
410514	10 ml	1 ml - 10 ml	AA -
410515	25 ml	2,5 ml - 25 ml	AA -
410516	50 ml	5 ml - 50 ml	AA -

SaltLine Spritzen

- Für Lösungen mit hohen Salzkonzentrationen
- Kolben aus UHMWPE (Polyethylen mit hohem Molekulargewicht)

Art. Nr.	Volumen	Optimale Bereiche	CHF
491074	1 ml	100 µl - 1 ml	AA -
491075	5 ml	500 µl - 5 ml	AA -
491076	10 ml	1 ml - 10 ml	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
410532	Programmier-Kit über Computer	AA -

PTFE-Schläuche zusammengesetzt

Art. Nr.	Anzeige (G)	Typ	Länge (mm)	Innen-Volumen	CHF
410535	18	Füllrohr	1219	1,15 ml	AA -
410536	18	Verteilungsröhrchen	1372	1,29 ml	AA -
410537	18	Füllrohr	Benutzerdefiniert	0,94 µl/mm	AA -
410538	18	Verteilungsröhrchen	Benutzerdefiniert	0,94 µl/mm	AA -
410539	12	Füllrohr	1219	4,57 ml	AA -
410540	12	Verteilungsröhrchen	1372	5,15 ml	AA -
410541	12	Füllrohr	Benutzerdefiniert	3,75 µl/mm	AA -
410542	12	Verteilungsröhrchen	Benutzerdefiniert	3,75 µl/mm	AA -
410543	18	Füllrohr kontinuierlich	-	0,94 µl/mm	AA -
410544	12	Füllrohr kontinuierlich	-	3,75 µl/mm	AA -

Zubehör für Microlab 600

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
410521	Concorde CT Probenverbreiter	1	AA -
410522	Umbausatz Luer Lock für Concorde CT	1	AA -
410523	Probenverbreiter Doppelkanal	1	AA -
491066	Probenverbreiter für Spitzen 0,5 bis 1000 µl*	1	AA -
491071	Spitze 50 µl lose für 410528	960	AA -
491072	Spitze 1 ml lose für 410528	960	AA -
491070	Spitze 1 ml im Rack x 96 für 410528	10 Racks	AA -
410528	Probenverbreiter Großvol. für Spitzen 1 - 5 ml*	1	AA -
410529	Spitze 5 ml lose für 410528	250	AA -
410530	Fußschalter	1	AA -

* Spitzenverteiler sind nur mit Hamilton Spitzen (in der Tabelle aufgeführt) kompatibel

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com