Hamilton Spritzen Gastight - Serie 1000 (1 ml - 25 ml)

Spritzen 5 ml

Art. Nr.	Modell	Typ der Nadeln	Eich-mass	Länge (mm)	Typ der Spitze	CHF
074593	Spritze 1005	LTN	22	51	Typ 2	AA -
074597	Spritze 1005	LTN	22	51	Typ 3	AA -
074601	Spritze 1005	LTN	22	51	Typ 5	AA -
074606	Spritze 1005	LTSN	*	*	*	AA -
074615	Spritze ohne Nadel 1005	RN	-		-	AA -
074620	Spritze ohne Nadel 1005	LT	-		-	AA -
074631	Spritze ohne Nadel 1005	TLL	-		-	AA -

Spritzen 10 ml

Art. Nr.	Modell	Typ der Nadeln	Eich-mass	Länge (mm)	Typ der Spitze	CHF
074594	Spritze 1010	LTN	22	51	Typ 2	AA -
074598	Spritze 1010	LTN	22	51	Typ 3	AA -
074602	Spritze 1010	LTN	22	51	Typ 5	AA -
074607	Spritze 1010	LTSN	*	*	*	AA -
074616	Spritze ohne Nadel 1010	RN	-		-	AA -
074621	Spritze ohne Nadel 1010	LT	-		-	AA -
074632	Spritze ohne Nadel 1010	TLL	-		-	AA -

Spritzen 25 ml

Art. Nr.	Modell	Typ der Nadeln	Eich-mass	Länge (mm)	Typ der Spitze	CHF
075640	Spritze 1025	TLL	22	51	Typ 2	AA -

*** Eichmaß, Länge und Typ der Spitze angeben.**



Nadeln: siehe Seiten 546 und 547
Zubehör: siehe Seite 545



- **1 ml - 25 ml**
- **Für Flüssigkeiten und Gase**
- **Nadeln abnehmbar (RN), Nadeln verstärkt (LTN/FTSN), Luer-Kegel (LT), Luer-Kegel aus Teflon (TLL)**

Spritzen 1 ml

Art. Nr.	Modell	Typ der Nadeln	Eich-mass	Länge (mm)	Typ der Spitze	CHF
074590	Spritze 1001	LTN	22	51	Typ 2	AA -
074595	Spritze 1001	LTN	22	51	Typ 3	AA -
074599	Spritze 1001	LTN	22	51	Typ 5	AA -
074603	Spritze 1001	LTSN	*	*	*	AA -
074613	Spritze ohne Nadel 1001	RN	-	-	-	AA -
074617	Spritze ohne Nadel 1001	LT	-	-	-	AA -
074629	Spritze ohne Nadel 1001	TLL	-	-	-	AA -

Spritzen 2,5 ml

Art. Nr.	Modell	Typ der Nadeln	Eich-mass	Länge (mm)	Typ der Spitze	CHF
074592	Spritze 1002	LTN	22	51	Typ 2	AA -
074596	Spritze 1002	LTN	22	51	Typ 3	AA -
074600	Spritze 1002	LTN	22	51	Typ 5	AA -
074605	Spritze 1002	LTSN	*	*	*	AA -
074614	Spritze ohne Nadel 1002	RN	-		-	AA -
074619	Spritze ohne Nadel 1002	LT	-		-	AA -
074630	Spritze ohne Nadel 1002	TLL	-		-	AA -

Dispenser PB600-1 Hamilton



- **Für Verteilung von 0,2 µl bis 50 µl**
- **Kompatibel mit den Serien 700, 1700, 1000**
- **Geeignet für die Nadeln N, RN, LT, TLL**

Verteiltes Volumen	Spritzenvolumen	Spritzenserie
0,2 µl	10 µl	1700
0,5 µl	25 µl	1700, 700
1 µl	50 µl	1700, 700
2 µl	100 µl	1700, 700
5 µl	250 µl	1700, 700
10 µl	500 µl	1700, 700
20 µl	1 ml	1000
50 µl	2,5 ml	1000

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
074347	Dispenser PB 600-1	AA -

Chaney-Adapter Hamilton



- **Sorgt für die Reproduzierbarkeit der Injektionen**
- **Sorgt für Stabilität des Kolbens, beseitigt die Gefahr von Verbiegen und Brechen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
074348	Chaney-Adapter für Serie 700, 1700, und 7000	AA -
074424	Chaney-Adapter für Serie 800 und 1800	AA -

Anleitung



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
074349	Anleitung für Spritzen Serie 700/1700 5 - 10 µl	AA -
074350	Anleitung für Spritzen Serie 7000 25 - 500 µl	AA -

Nuß für RN Spritze

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
074351	Nuß für Spritze RN kompatibel mit Nadeln small und large Hub	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com