Eppendorf-Mikropipetten

Modell	Eppendorf Research® plus	Eppendorf Reference® 2	Eppendorf Xplorer®/ Eppendorf Xplorer® plus	Eppendorf Research® plus Move It®/ Eppendorf Xplorer® plus Move It®
Arbeitsweise	Manuell	Manuell	Elektronisch	Manuell / Elektronisch
Einstellbare Abstände zwischen den Spitzen	Nein	Nein	Nein	Ja
Vorteile	Leichtes Gewicht, geringe Pipettierkraft	Bedienung über eine einzige Taste	Effizientes und genaues automatisches Pipettieren	Variable Spitzenabstände für den Transfer zwischen verschiedenen Formaten
Volumen Bereich	0,1 µl - 10 ml	0,1 µl - 10 ml	0,5 µl - 10 ml	1 - 1.200 µl
Verfügbare Optionen	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle, 16 Kanäle, 24 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle, 16 Kanäle, 24 Kanäle	4 Kanäle, 6 Kanäle, 8 Kanäle, 12 Kanäle
RFID-Kontrolle	Ja	Ja	Ja	Ja
Autoklavierbare Teile	Vollständig	Vollständig	Basis	Basis

Research® plus Mikropipetten Eppendorf

- **Geringes Gewicht, minimiert die Handhabungskräfte ohne Beeinträchtigung der Festigkeit**
- **Spitzenhalter mit Kraftdämpfer zur Verringerung der Befestigungskräfte der Spitze reduziert die Muskelbelastung**
- **Sehr weicher Kolben für minimalen Kraftaufwand bei der Handhabung und beständig, um den Verschleiß zu minimieren**
- **Clip-on Demontage/Montage-System für einfache Wartung**
- **Integrierter RFID-Chip ermöglicht einfache Identifizierung und Dokumentation**
- **Vollständig autoklavierbar ohne Demontage**
- **GLP (General Lab Product) für alle Anwendungen außer der Humandiagnostik**




Eppendorf Research® plus Mikropipetten - variables Volumen

		Forschung® plus GLP	
Volumen (µl)	**Farbdruckknopf**	**Art. Nr.**	**CHF**
0,1 - 2,5	Anthrazit	**933953**	**AA -**
0,5 - 10	Grau	**933954**	**AA -**
2 - 20	Hellgrau	**933961**	**AA -**
2 - 20	Gelb	**933955**	**AA -**
10 - 100	Gelb	**933956**	**AA -**
20 - 200	Gelb	**933957**	**AA -**
30 - 300	Orange	**933962**	**AA -**
100 - 1000	Blau	**933958**	**AA -**
250 - 2500	Rot	**934304**	**AA -**
500 - 5000	Violett	**933959**	**AA -**
1000 - 10.000	Türkis	**933960**	**AA -**

Auch in festem Volumen erhältlich, besuchen Sie www.milian.com



Eppendorf-Racks : Siehe Seite 556



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com