Eppendorf Research® plus-Mikropipetten (Fortsetzung)



Research® plus Mehrkanal-Mikropipetten Eppendorf


Volumen (µl)	Code Farben	8 Kanäle Research® plus GLP Art. Nr.	8 Kanäle Research® plus GLP CHF	12 Kanäle Research® plus GLP Art. Nr.	12 Kanäle Research® plus GLP CHF
0,5 - 10	Grau	933978	924 -	933979	1011 -
10 - 100	Gelb	933980	924 -	933981	1011 -
30 - 300	Orange	933982	924 -	933983	1011 -
120 - 1.200	Grün	934370	924 -	934371	1011 -

Kanalanzeige
- Verwenden Sie die Pipette immer auf die gleiche Weise (links/rechts)

Spitzenhalter mit Kraftdämpfer
- Verbesserte Ergonomie
- Perfekte Anpassungsfähigkeit an die Spitzen

Eppendorf Research® plus 16- und 24-Kanal-Mikropipetten

NEU



- **Vereinfacht das Befüllen von 384-Well-Mikroplatten**
- **4,5 mm Abstand zwischen den Spitzen**
- **SOFTattach-Technologie für bessere Spitzenfixierung**
- **SOFTeject-System für sukzessiven Spitzenauswurf, das die Auswurfkräfte reduziert**
- **Nur kompatibel mit epT.I.P.S. Spitzen. 384**

Volumen (µl)	Code Farben	16 Kanäle Research® plus GLP Art. Nr.	16 Kanäle Research® plus GLP CHF	24 Kanäle Research® plus GLP Art. Nr.	24 Kanäle Research® plus GLP CHF
1 - 20	Hellrosa	934327	1082 -	934328	1149 -
5 - 100	Hellgelb	934329	1082 -	934330	1149 -

Geben Sie die Referenz auf **MILIAN.COM** ein, um folgende Anleitungen zu erreichen

WEB

- Grundsätze des Pipettierens und Dispensierens
- Auswirkungen von Pipettiertechniken auf die Genauigkeit der Probenahme
- Kalibrier- und Justieranleitung für Pipetten und Dispenser
- Einfluss der physikalischen Parameter auf das mit einer Mikropipette entnommene Volumen





ep Research® plus Packs

		ep Research® plus Pack 1	ep Research® plus Pack 2	ep Research® plus Pack 3
	Enthält	1 Research® plus 0,5-10 µl 1 Research® plus 10-100 µl 1 Research® plus 100-1000 µl 3 epTips-Box (10, 100 und 1000 µl)	1 Research® plus 2 - 20 µl 1 Research® plus 20 - 200 µl 1 Research® plus 100 - 1000 µl 3 epTips-Box (2 x 200 µl, 1 x 1000 µl)	1 Research® plus 0,1 - 1 ml 1 Research® plus 0,5 - 5 ml 1 Research® plus 1 - 10 ml 1 epTips-Box 1 ml 5-ml- und 10-ml-Spitzen Beutel
Research® plus GLP:	**Art. Nr.**	**933963**	**933964**	**933965**
	CHF	**782 -**	**782 -**	**782 -**