Eppendorf Reference® 2-Mikropipetten

Sehr hohe Präzision, robustes und originelles Design mit einem einzigen Bedienknopf für Pipettieren und Auswerfen.

- **Ein-Knopf-Bedienung: Kerbe am Ende des Pipettierweges für Spitzenabwurf**
- **Keine seitliche Bewegung des Daumens**
- **Spitzenhalter mit Kraftdämpfer**
- **Integrierter RFID-Chip ermöglicht einfache Identifizierung und Dokumentation**
- **Lieferung mit Konformitätszertifikat EN ISO 8655, einer Schachtel epTIPS-Spitzen (nur bei Pipetten mit variablem Volumen) und einem Adapter für Eppendorf-Universalkarussell (nur bei Mehrkanalpipetten)**
- **Garantie: 3 Jahre**
- **GLP (General Lab Product) für alle Anwendungen außer der Humandiagnostik**





VIDEO



Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

PhysioCare concept



Auch in festem Volumen erhältlich, besuchen Sie www.milian.com

WEB

Eppendorf Reference® 2 Mikropipetten - variables Volumen

		Reference® 2 GLP	
Volumen (µl)	**Farbdruckknopf**	**Art. Nr.**	**CHF**
0,1 - 2,5	Anthrazit	**933984**	**AA -**
0,5 - 10	Grau	**933985**	**AA -**
2 - 20	Hellgrau	**933986**	**AA -**
2 - 20	Gelb	**933987**	**AA -**
10 - 100	Gelb	**933988**	**AA -**
20 - 200	Gelb	**933989**	**AA -**
30 - 300	Orange	**933990**	**AA -**
100 - 1000	Blau	**933991**	**AA -**
250 - 2500	Rot	**933992**	**AA -**
500 - 5000	Violett	**933993**	**AA -**
1000 - 10.000	Türkis	**933994**	**AA -**

Eppendorf Reference® 2 Mehrkanal-Mikropipetten

		8 Kanäle		12 Kanäle	
		Reference® 2 GLP		Reference® 2 GLP	
Volumen (µl)	**Code Farben**	**Art. Nr.**	**CHF**	**Art. Nr.**	**CHF**
0,5 - 10	Grau	**934015**	**AA -**	**934016**	**AA -**
10 - 100	Gelb	**934017**	**AA -**	**934018**	**AA -**
30 - 300	Orange	**934019**	**AA -**	**934020**	**AA -**

TIPP



Eppendorf-Racks : Siehe Seite 556

Reference® 2 Mikropipetten-Pack



		Pack 1 : 3 Mikropipetten Reference® 2 Mit ep T.I.P.S.	Pack 2: 3 MikropipettenReference® 2 Mit ep T.I.P.S.	Pack 3 : 3 Reference® 2-Mikropipetten Mit ep T.I.P.S.
		1 Reference® 2 : 0,5-10 µl 1 Reference® 2 : 10-100 µl 1 Reference® 2 : 100-1000 µl komplett mit Ep T.I.P.S.	1 Reference® 2 : 2-20 µl 1 Reference® 2 : 20-200 µl 1 Reference® 2 : 100 - 1000 µl komplett mit Ep T.I.P.S.	1 Reference® 2 : 100 - 1000 µl 1 Reference® 2 : 0,5- 5 ml 1 Reference® 2 : 1- 10 ml komplett mit Ep T.I.P.S.
Reference® 2 GLP:	Art. Nr.	**933995**	**933996**	**933997**
	CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com