Elektronische Mikropipetten Xplorer® und Xplorer® plus



- Leicht und ausgewogen
- Spitzenhalter mit Kraftdämpfer

Intuitive Bedienung

- Auswahlrad für den Pipettiermodus
- Einstellbare Parameter auf 1 Bildschirm
- Französische Texte mit Hilfefunktion
- Großes hintergrundbeleuchtetes Display, in jeder Position leicht ablesbar
- Benutzereinstellung und vordefinierte Einstellungen (z.B. für verschiedene Arten von Flüssigkeiten)
- Lithium-Polymer-Akku mit langer Autonomie (3000 Pipettierungen), Möglichkeit zum Arbeiten während des Aufladens
- Gleiches Ladegerät (und Ladegestell) wie bei der Multipette Stream/Xstream
- Integrierter RFID-Chip ermöglicht einfache Identifizierung und Dokumentation
- Lieferung mit Ladeadapter und Kalibrierungszertifikat nach EN ISO 8655

Zwei Versionen

- Xplorer®: Komfort und Wiederholbarkeit für gängige Flüssigkeitsdosier-Anwendungen
- Xplorer®: ermöglicht die Durchführung aller anspruchsvollen Flüssigkeitsdosier-Anwendungen und die Programmierung eines kompletten Prozesses; verfügt über eine interne Uhr mit Erinnerungsfunktion für Service und messtechnische Kontrollen

Modus	Anwendungen:	Xplorer®	Xplorer® plus
Ads	Automatische Verteilung	●	●
Dis	Distribution	●	●
Pip	Pipettieren	●	●
P/M	Pipettieren und Mischen	●	●
Man	Manuelles Pipettieren	●	●
Opt	Option	●	●
Spc	Besondere Anwendungen:		
	Multi-Sauger		●
	Verdünnung		●
	Sequentielle Verteilung		●
	Umgekehrtes Pipettieren		●
	Sequentielles Pipettieren		●
Prg	Programm der Anwendungssequenzen		●
Edit	Bearbeitung/Änderung von Programmen und Festvolumen		●
Fix	Vorgespeicherte und editierbare Festvolumen		●

TIPP

Eppendorf-Racks: siehe Seite 556

PhysioCare concept eppendorf



Eppendorf Xplorer®-Mikropipetten und Xplorer® plus Einkanal - inklusive Ladegerät

		Xplorer®		Xplorer® plus	
Volumen (µl)	Farbdruckknopf	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,5 - 10	Grau	035639	AA -	035813	AA -
1 - 20	Hellgrau	934305	AA -	934308	AA -
5 - 100	Gelb	035640	AA -	035814	AA -
10 - 200	Gelb	934306	AA -	934309	AA -
15 - 300	Orange	035641	AA -	035815	AA -
50 - 1000	Blau	035642	AA -	035816	AA -
250 - 2500	Rot	934307	AA -	934310	AA -
500 - 5000	Violett	035643	AA -	035817	AA -
1000 - 10.000	Türkis	035644	AA -	035818	AA -

Eppendorf Xplorer® und Xplorer® plus Mehrkanal-Mikropipetten - inklusive Ladegerät

		Xplorer®				Xplorer® plus			
Volumen	Farbdruckknopf	8 Kanäle		12 Kanäle		8 Kanäle		12 Kanäle	
		Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,5 - 10 µl	Grau	035645	AA -	035646	AA -	035819	AA -	035821	AA -
5 - 100 µl	Gelb	035647	AA -	035648	AA -	035822	AA -	035823	AA -
15 - 300 µl	Orange	035649	AA -	035650	AA -	035824	AA -	035825	AA -
50 - 1200 µl	Grün	035651	AA -	035812	AA -	035826	AA -	035827	AA -

SPITZEN MIKROPIPETTEN


Pipettenfilter

Für Pipettenvol.	5 ml			10 ml		
Kompatibilität	Art. Nr.	Verpackt zu	CHF/ VE	Art. Nr.	Verpackt zu	CHF/ VE
Mikropipetten Research plus, Art. Nr. Reference 2, Xplorer	933162	10	AA -	933163	10	AA -

WEB

Geben Sie die Referenz auf **MILIAN.COM** ein, um folgende Anleitungen zu erreichen
- Grundsätze des Pipettierens und Dispensierens
- Auswirkungen von Pipettiertechniken auf die Genauigkeit der Probenahme
- Kalibrier- und Justieranleitung für Pipetten und Dispenser
- Einfluss der physikalischen Parameter auf das mit einer Mikropipette entnommene Volumen

Eppendorf Xplorer® plus 16- und 24-Kanäle-Mikropipetten



- Vereinfacht das Befüllen von 384-Well-Mikroplatten
- 4,5 mm Abstand zwischen den Spitzen

		16 Kanäle		24 Kanäle	
		Xplorer® plus GLP		Xplorer® plus GLP	
Volumen (µl)	Code Farben	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
1 - 20	Hellrosa	934331	AA -	934332	AA -
5 - 100	Hellgelb	934333	AA -	934334	AA -

- SOFTattach-Technologie für bessere Spitzenfixierung
- SOFTeject-System für sukzessiven Spitzenauswurf, das die Auswurfkräfte reduziert
- Nur kompatibel mit epT.I.P.S. Spitzen. 384