

EpT.I.P.S. Spitzen Eppendorf

	Volumen (µl)	Länge (mm)	Farben		Standard: Lose	Standard: epT.I.P.S. Reloads	Standard: epT.I.P.S. Box**	Standard: epT.I.P.S. Set*	Standard: epT.I.P.S. Rack	PCR clean: epT.I.P.S. Reloads	PCR clean: epT.I.P.S. Rack	Biopur (steril): Individuelle Verpackung	Biopur (steril): epT.I.P.S. Rack
	0,1 - 10	34	Dunkelgrau	Art. Nr. GLP	-	934247	934230	934239	-	934258	-	-	-
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033642	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 500	10 x 96	96	5 x 96	-	10 x 96	-	-	-
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	-	AA -	-	-	-
	0,1 - 20	40	Mittelgrau	Art. Nr. GLP	-	934248	934231	934240	-	934259	-	934227	934266B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033643	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 500	10 x 96	96	5 x 96	-	10 x 96	-	100	5 x 96
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	-	AA -	-	AA -	AA -
	0,5-20 L	46	Hellgrau	Art. Nr. GLP	-	934249	934232	934241	-	934260	-	-	-
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033644	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 500	10 x 96	96	5 x 96	-	10 x 96	-	-	-
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	-	AA -	-	-	-
	2-200	53	Gelb	Art. Nr. GLP	-	934250	934233	934242	-	934261	-	934228	934267B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033645	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 500	10 x 96	96	5 x 96	-	10 x 96	-	100	5 x 96
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	-	AA -	-	AA -	AA -
	20-300	55	Orange	Art. Nr. GLP	-	934251	934234	934243	-	934262	-	-	934268B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033646	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 500	10 x 96	96	5 x 96	-	10 x 96	-	-	5 x 96
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	-	AA -	-	-	AA -
	50-1000	71	Blau	Art. Nr. GLP	-	934252	934235	934244	-	934263	-	934229	934269B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033647	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 500	10 x 96	96	5 x 96	-	10 x 96	-	100	5 x 96
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	-	AA -	-	AA -	AA -
	50-1250	76	Grün	Art. Nr. GLP	-	934253	934236	934245	-	934264	-	-	934270B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033648	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 500	10 x 96	96	5 x 96	-	10 x 96	-	-	5 x 96
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	-	AA -	-	-	AA -
	50-1250 L	103	Dunkelgrün	Art. Nr. GLP	-	934255	934257	-	-	934256	-	-	934273B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	035654	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 500	10 x 96	96	-	-	10 x 96	-	-	5 x 96
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	-	-	AA -	-	-	AA -
	500-2500	115	Rot	Art. Nr. GLP	-	934254	934237	934246	-	934265	-	-	934271B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033649	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	5 x 100	10 x 48	48	5 x 48	-	10 x 48	-	-	5 x 48
				CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	-	AA -	-	-	AA -
	100-5000	120	Violett	Art. Nr. GLP	-	-	934238	-	934478	-	934481	-	934274B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033650	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	5 x 100	-	24	-	5 x 24	-	5 x 24	-	5 x 24
				CHF/VE	AA -	-	AA -	-	AA -	-	AA -	-	AA -
	200-5000	175	Violett	Art. Nr. GLP	-	-	-	-	934479	-	-	-	934272B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033327	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 100	-	-	-	5 x 24	-	-	-	5 x 24
				CHF/VE	AA -	-	-	-	AA -	-	-	-	AA -
	500 - 10.000	165	Türkis	Art. Nr. GLP	-	-	-	-	934480	-	-	-	934275B
				Art. Nr. ohne Kennzeichn.	933217	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	3 x 100	-	-	-	5 x 24	-	-	-	5 x 24
				CHF/VE	AA -	-	-	-	AA -	-	-	-	AA -
 (lang, graduiert)	500-10000 L	243	Türkis	Art. Nr. ohne Kennzeichn.	033328	-	-	-	-	-	-	-	-
				VE	2 x 100	-	-	-	-	-	-	-	-
				CHF/VE	AA -	-	-	-	-	-	-	-	-

Spitzen nicht maßstabsgetreu dargestellt. Siehe die Längen (in mm) in der Tabelle
* 1 epT.I.P.S.-Box + 5 epT.I.P.S Nachfüllpackungen ** Boxen mit Spitzen

Fotos der verschiedenen Verpackungen finden Sie unter www.milian.com

