Mikropipetten Thermoscientific

Modell	F1-ClipTip	E1 Clip-Tip	E1 Clip-Tip Equalizer	Finnpipette F1	Finnpipette F2	Finnpipette F3	Novus
Arbeitsweise	Manuell	Elektronisch	Elektronisch	Manuell	Manuell	Manuell	Elektronisch
Einstellbare Abstände zwischen den Spitzen	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Vorteile	Clip Tip Technologie, leicht, drehbare Fingerauflage	ClipTip-Technologie, Motorisierter Abwurf, Indexkontrolle, 30 speicherbare Pipettierprotokolle		Geringes Gewicht, verstellbare Fingerauflage, Auswurfhilfe, Volumensperre	Geringes Gewicht, niedrige Befestigungskraft der Spitze, Auswurfhilfe, UV-beständig		Ausgewogene Handhabung, 10 Funktionen und 9 Pipettiergeschwindigkeiten, programmierbar
Volumen Bereich	0,1 µl - 1 ml	0,5 µl - 1,25 ml		0,2- 10 ml			0,1 µl - 10 ml
Verfügbare Optionen	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle, 16 Kanäle	6, 8 und 12 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 16 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle, 16 Kanäle	1 Kanal	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle, 16 Kanäle
Autoklavierbare Teile	Basis und Auswerfer	Basis und Auswerfer	Vollständig	Basis und Auswerfer	Vollständig	Basis und Auswerfer	Basis

Finnpipetten F1-ClipTip und E1-ClipTip

ClipTip-Technik

- **Verriegelungsspitzensystem mit Schnappflansch und Volldichtung**
- **Sorgt für mehr Sicherheit: kein Risiko, dass sich die Spitze löst oder herausfällt**
- **Erfordert eine sehr geringe Befestigungs- und Ausstoßkraft der Spitze**
- **ClipTip-Mikropipetten können nur mit ClipTip-Spitzen verwendet werden**

Finnpipette F1-ClipTip

- **Leicht und ergonomisch optimiert mit drehbarer Fingerauflage**
- **Verriegelbare Volumenregelung**



F1-ClipTip

F1-ClipTip Einkanalpipetten mit variablem Volumen

Volumen (µl)	Schrittweite (µl)	Geeignete Spitzen	Art. Nr.	CHF
0,1 - 2	0,002	ClipTip 12,5 ext.	**228846**	**AA -**
1 - 10	0,02	ClipTip 12,5 ext.	**228842**	**AA -**
2 - 20	0,02	ClipTip 20	**228386N**	**AA -**
5 - 50	0,1	ClipTip 50	**228387N**	**AA -**
10 - 100	0,2	ClipTip 200	**228388N**	**AA -**
20 - 200	0,2	ClipTip 200	**228389N**	**AA -**
30 - 300	1	ClipTip 300	**228390N**	**AA -**
100 - 1000	1	ClipTip 1000	**228391N**	**AA -**

F1-ClipTip Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen

			8 Kanäle		12 Kanäle	
Volumen (µl)	Schrittweite (µl)	Geeignete Spitzen	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
1 - 10	0,02	ClipTip 12,5 ext.	**228844**	**AA -**	**228845**	**AA -**
5 - 50	0,1	ClipTip 50	**228404N**	**AA -**	**228408N**	**AA -**
10 - 100	0,2	ClipTip 200	**228405N**	**AA -**	**228409N**	**AA -**
30 - 300	1	ClipTip 300	**228406N**	**AA -**	**228410N**	**AA -**



Kit 1 F1-ClipTip GLP

Kits F1-ClipTip GLP

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
228411N	**Kit 1 F1-ClipTip GLP** • F1-ClipTip : 1-10 µl Einkanal, 10-100 µl Einkanal, 100-1000 µl Einkanal • F-Serien-Rack • ClipTip : 1 Rack, 1 Rack200 µl, 1 Rack1000 µl • 25-ml-Behälter, 25-ml-Teilbehälter, 100-ml-Teilbehälter	**AA -**
228412N	**Kit 2 F1-ClipTip GLP** • F1-ClipTip : 2-20 µl Einkanal, 20-200 µl Einkanal, 100-1000 µl Einkanal, 30-300 µl 8 Kanäle • F-Serien-Rack • ClipTip: 20 µl-Rack, 200 µl-Rack, 1000 µl-Rack • 25-ml-Behälter, 25-ml-Teilbehälter, 100-ml-Teilbehälter	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com