Finnpipetten F1-ClipTip und E1-ClipTip (Fortsetzung)


E1-ClipTip




Equalizer

Elektronische Pipetten E1 ClipTip

- **Intuitiv und ergonomisch mit motorisiertem Abwurf und Zeigefingersteuerung der Pipette**
- **Bluetooth- oder USB-Verbindung zu einem Computer für die Erstellung und den Austausch von Programmen zwischen E1-Pipetten**
- **Bis zu 30 Pipettierprotokolle können gespeichert werden**
- **Ladezeit von nur 2 Stunden**

E1-ClipTip Einkanal-Pipetten mit variablem Volumen

Volumen (µl)	Schrittweite (µl)	Geeignete Spitzen	Art. Nr.	CHF
0,5 - 12,5	0,01	ClipTip 12,5	**228571BT**	**AA -**
2 - 125	0,1	ClipTip 200	**228572BT**	**AA -**
10 - 300	0,1	ClipTip 300	**228573BT**	**AA -**
15 - 1250	1	ClipTip 1250	**228574BT**	**AA -**

E1-ClipTip Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen

			8 Kanäle		12 Kanäle		16 Kanäle	
Volumen (µl)	Schrittweite (µl)	Geeignete Spitzen	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,5 - 12,5	0,01	ClipTip 12,5	**228575BT**	**AA -**	**228579BT**	**AA -**	**228583BT**	**AA -**
1 - 30	0,01	ClipTip 30	-	-	-	-	**228584BT**	**AA -**
2 - 125	0,1	ClipTip 200	**228576BT**	**AA -**	**228580BT**	**AA -**	**228585BT**	**AA -**
10 - 300	0,1	ClipTip 300	**228577BT**	**AA -**	**228581BT**	**AA -**	-	-
30 - 850	1	ClipTip 1000	-	-	**228582BT**	**AA -**	-	-
15 - 1250	1	ClipTip 1250	**228578BT**	**AA -**	-	-	-	-

* Nur kompatibel mit den entsprechenden Cliptip 384-Racks.

E1-ClipTip-Equalizer-Pipetten

Pipetten mit einstellbarem Volumen und Abstand zwischen den Spitzen.

			6 Kanäle		8 Kanäle	
Volumen (µl)	Schrittweite (µl)	Geeignete Spitzen	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
2 - 125	0,1	ClipTip 200	-	-	**228587BT**	**AA -**
10 - 300	0,1	ClipTip 300	-	-	**228588BT**	**AA -**
15 - 1250	1	ClipTip 1250	**228586BT**	**AA -**	**228589BT**	**AA -**

Pipetten E1-ClipTip Equalizer 384

Pipetten mit einstellbarem Volumen und Spitzenabstand, geeignet für 384-Well-Platten. Nur mit ClipTip 384-Spitzen verwenden.

			8 Kanäle		12 Kanäle	
Volumen (µl)	Schrittweite (µl)	Geeignete Spitzen	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
0,5 - 12,5	0,01	ClipTip 12,5	**228590BT**	**AA -**	**228593BT**	**AA -**
1 - 30	0,01	ClipTip 30	**228591BT**	**AA -**	**228594BT**	**AA -**
2 - 125	0,1	ClipTip 200	**228592BT**	**AA -**	**228595BT**	**AA -**

