ClipTip Spitzen

Typ	Länge (mm)	Standfläche (mm)	Ø -innen (mm)
ClipTip 12,5	30	9	0,4
ClipTip 20	46	17	0,4
ClipTip 50	51	17	0,4
ClipTip 200	56	22	0,5
ClipTip 300	63	22	0,6
ClipTip 1000	95	32	1,1
ClipTip 1250	103	32	0,9
ClipTip 384 - 12,5	30	9	0,4
ClipTip 384 - 30	44	9	0,4
ClipTip 384 - 125	64	9	0,5


ClipTip-System



- Farbcodierung der Tabletts mit Spitzen und Kennzeichnung von Charge und Volumen
- Mit oder ohne Filter (Superfilter mit 14 µm Porengröße)
- Low Retention Spitzen
- 384 Spitzen sind speziell auf die E1-ClipTip Equalizer 384 Pipette abgestimmt



DNA · ATP · DNase RNase · Endo-toxin



			Im Rack			Im sterilen Rack			In Nachfüllung			In steriler Nachfüllpackung			Im sterilen Rack mit Filter			In steriler Nachfüllpackung mit Filter		
Typ	**Vol. bereich (µl)**	**Farbcode**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
ClipTip 12,5	0,5-12,5	Rosa	**228606**	10x96	**AA-**	**228607**	10x96	**AA-**	-	-	-	-	-	-	**228608**	10x96	**AA-**	-	-	-
ClipTip 12,5 ext.	01-12,5	Rosa	**228847**	10x96	**AA-**	**228848**	10x96	**AA-**	-	-	-	-	-	-	**228849**	10x96	**AA-**	-	-	-
ClipTip 20	1-20	Rosa	**228352**	10x96	**AA-**	**228353**	10x96	**AA-**	**228354**	10x96	**AA-**	**228355**	10x96	**AA-**	**228356**	10x96	**AA-**	**228357**	10x96	**AA-**
ClipTip 50	5-50	Violett	**228358**	10x96	**AA-**	**228359**	10x96	**AA-**	**228360**	10x96	**AA-**	**228361**	10x96	**AA-**	**228362**	10x96	**AA-**	-	-	-
ClipTip 200	2-200	Gelb	**228364**	10x96	**AA-**	**228365**	10x96	**AA-**	**228366**	10x96	**AA-**	**228367**	10x96	**AA-**	**228368**	10x96	**AA-**	**228369**	10x96	**AA-**
ClipTip 300	10-300	Orange	**228370**	10x96	**AA-**	**228371**	10x96	**AA-**	**228372**	10x96	**AA-**	**228373**	10x96	**AA-**	**228374**	10x96	**AA-**	**228375**	10x96	**AA-**
ClipTip 300 ext. Low retention	10-300	Orange	**228853**	10x96	**AA-**	**228854**	10x96	**AA-**	**228855**	10x96	**AA-**	**228857**	10x96	**AA-**	**228856**	10x96	**AA-**	-	-	-
ClipTip 1000	30-1000	Blau	**228376**	10x96	**AA-**	**228377**	10x96	**AA-**	**228378**	10x96	**AA-**	**228379**	10x96	**AA-**	**228380**	8x96	**AA-**	**228381**	10x96	**AA-**
ClipTip 1250	50-1250	Türkis	**228609**	8x96	**AA-**	**228610**	8x96	**AA-**	**228611**	8x96	**AA-**	**228612**	8x96	**AA-**	**228613**	8x96	**AA-**	**228614**	8x96	**AA-**
ClipTip 384 - 12,5	0,5-12,5	Rosa	**228597**	10x384	**AA-**	**228598**	10x384	**AA-**	-	-	-	-	-	-	**228599**	10x384	**AA-**	-	-	-
ClipTip 384 - 12.5 ext.	0,5-12,5	Rosa	**228850**	10x384	**AA-**	**228851**	10x384	**AA-**	-	-	-	-	-	-	**228852**	10x384	**AA-**	-	-	-
ClipTip 384 - 30	1-30	Violett	**228600**	10x384	**AA-**	**228601**	10x384	**AA-**	-	-	-	-	-	-	**228602**	10x384	**AA-**	-	-	-
ClipTip 384 - 125	2-125	Gelb	**228603**	10x384	**AA-**	**228604**	10x384	**AA-**	-	-	-	-	-	-	**228605**	10x384	**AA-**	-	-	-

Leeres Rack

Art. Nr.	Typ	Farben		CHF zu 10
228382	Klein	Rosa	Violett	**AA-**
228383	Mittel	Gelb	Orange	**AA-**
228858	-	Orange		**AA-**
228384	Groß	Blau		**AA-**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com