Gilson-Mikropipetten

Modell	PIPETMAN® Classic	PIPETMAN® G	PIPETMAN® L	PIPETMAN® M
Arbeitsweise	Manuell	Manuell	Manuell	Elektronisch
Einstellbare Abstände zwischen den Spitzen	Nein	Nein	Nein	Nein
Vorteile	Leicht und robust	Leichte Mikropipette mit geringer Pipettier- und Ausstoßkraft	Ausgewogenes Gewicht, optimierter Griff und sehr geringe Pipettierkraft	Leichtes Gewicht, fast keine Pipettierkraft, einfache Handhabung, automatisiertes Pipettieren
Volumen Bereich	0,2 µl - 10 ml	0,2 µl - 10 ml	0,5 µl - 10 ml	0,5 µl - 10 ml
Verfügbare Optionen	1 Kanal	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle	1 Kanal, 8 Kanäle, 12 Kanäle
RFID-Kontrolle	Nein	Nein	Ja	Nein
Autoklavierbare Teile	Basis und Auswerfer	Basis und Auswerfer	Vollständig	Basis und Auswerfer

PIPETMAN® Classic



- **Leichte Mikropipette mit optimiertem Griff**
- **Robust, hergestellt aus hochbeständigen Materialien wie PVDF und Edelstahl**
- **Autoklavierbare Basis und Auswerfer**
- **Auch als festes Volumen erhältlich, finden Sie sie auf unserer Website**
- **Garantie: 3 Jahre**

Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Schrittweite (µl)	Art. Nr.	CHF
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	066001	AA -
1 - 10		0,02	066002	AA -
2 - 20	D200, DF30	0,02	066003	AA -
20 - 100	D200, DF100	0,2	066004	AA -
50 - 200	D(F)200,D(F)300	0,2	066005	AA -
200 - 1.000	D(F)1000, D(F)1200	2	066006	AA -
1.000 - 5.000	D5000	2	066007*	AA -
1.000 - 10.000	D10 ml	20	066008*	AA -

Erhältlich mit Kalibrierungszertifikat nach ISO 17025 (Cofrac zugelassen).
* Nur mit Gilson-Spitzen kompatibel.

Kits PIPETMAN® Classic

	PIPETMAN® Classic Micro Volume Kit	PIPETMAN® Classic Starter Kit	PIPETMAN® Classic Large Volume Kit
Enthält:	1 PIPETMAN® Classic P2 (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® Classic P10 (1-10 µl) 1 PIPETMAN® Classic P100 (10-100 µl) + Gilson-Zertifikate + 2 Racks mit 96 PIPETMAN-Spitzen® DIAMOND (DFL10ST, DF100ST) + 3 SINGLE-Racks + 1 Gilson-Pipettier-Anleitung	1 PIPETMAN® Classic P20 (2-20 µl) 1 PIPETMAN® Classic P200 (50-200 µl) 1 PIPETMAN® Classic P1000 (200-1000 µl) + Gilson-Zertifikate + 2 Racks mit 96 PIPETMAN-Spitzen® DIAMOND (D200, D1000) + 3 SINGLE-Racks + 1 Gilson-Pipettier-Anleitung	1 PIPETMAN® Classic P5000 (1000-5000 µl) 1 PIPETMAN® Classic P10ml (1-10 ml) + Gilson-Zertifikate + 5 PIPETMAN-Spitzen® DIAMOND D5000 + 2 PIPETMAN-Spitzen® DIAMOND D10 ml + 2 x 10 Schutzfilter für P5000 und P10 ml
Art. Nr.	**066085**	**066086**	**066087**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

PIPETMAN® G



- **Leichte Mikropipette mit geringer Pipettier- und Ausstoßkraft**
- **Ausgestattet mit Metallauswerfer, Kunststoffauswerfer als Zubehör erhältlich für die Arbeit mit korrosiven Proben**
- **Robust, hergestellt aus hochbeständigen Materialien wie PVDF und Edelstahl**
- **Autoklavierbare Basis und Auswerfer**
- **Garantie: 3 Jahre**

PIPETMAN® G - Einkanal variables Volumen

Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Schrittweite (µl)	Art. Nr.	CHF
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	066803	AA -
1 - 10		0,02	066805	AA -
2 - 20	D200, DF30	0,02	066807	AA -
20 - 100	D200, DF100	0,2	066809	AA -
50 - 200	D(F)200,D(F)300	0,2	066811	AA -
200 - 1.000	D(F)1000, D(F)1200	2	066813	AA -
1.000 - 5.000	D5000	2	066814*	AA -
1.000 - 10.000	D10 ml	20	066815*	AA -

Erhältlich mit Kalibrierungszertifikat nach ISO 17025 (Cofrac zugelassen).
*Nur kompatibel mit Gilson-Spitzen, Modell ohne Auswerfer.

PIPETMAN® G - Mehrkanäle variables Volumen

			8 Kanäle		12 Kanäle	
Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Schrittweite (µl)	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
1 - 10	D(F)(L)10	0,02	400083	AA -	400084	AA -
2 - 20	D(F)L10, D200, DF30	0,02	400086	AA -	400087	AA -
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	400088	AA -	400089	AA -
20 - 300		0,2	400090	AA -	400091	AA -

Erhältlich mit Kalibrierungszertifikat nach ISO 17025 (Cofrac zugelassen).