PIPETMAN® G (Fortsetzung)

Kits PIPETMAN® G

	PIPETMAN® G Mikro-Volumen-Kit	PIPETMAN® G Starter Kit	Kit 4 PIPETMAN® G
Enthält 	1 PIPETMAN® G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® G P10G (1-10 µl) 1 PIPETMAN® G P100G (10-100 µl) (Metall-Auswerfer) + Gilson-Zertifikate + 2 Racks mit 96 PIPETMAN-Spitzen® DIAMOND (DFL10ST, DF100ST) + 3 SINGLE-Racks + 10 Farbclips + 3 Kunststoffauswerfer	1 PIPETMAN® G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN® G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN® G P1000G (100-1000 µl) (Metall-Auswerfer) + Gilson-Zertifikate + 2 Racks mit 96 PIPETMAN-Spitzen® DIAMOND (D200, D1000) + 3 SINGLE-Racks + 10 Farbclips + 3 Kunststoffauswerfer	1 PIPETMAN® G P2G (0,2-2 µl) 1 PIPETMAN® G P20G (2-20 µl) 1 PIPETMAN® G P200G (20-200 µl) 1 PIPETMAN® G P1000G (100-1000 µl) + 2 Racks mit 96 PIPETMAN-Spitzen® DIAMOND (DL10, D200, D1000) + 4 individuelle Racks + 4 Komfortgriffe + Aufkleber + 1 Pipettierhilfe + 1 Poster für die 2-Minuten-Kontrolle + 1 Handbuch
Art.Nr.	**066825**	**066826**	**070175**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Geben Sie die Referenz auf milian.com ein, um die PIPETMAN® Gilson-Vergleichstabelle zu finden

WEB

PIPETMAN® L

- **Ausgewogenes Gewicht und Design für einfache Handhabung**
- **Reduzierte Pipettierkraft**
- **Einstellbarer Auswurfknopf für Links- und Rechtshänder**
- **Volumetrischer Verriegelungsmechanismus verhindert versehentliche Volumenänderung beim Pipettieren**
- **Einkanal-Mikropipetten mit Metall- oder Kunststoffausstoßer für die Arbeit mit korrosiven Proben erhältlich**
- **2D-Code für einfache Rückverfolgbarkeit bei Handhabung und Wartung**
- **Mikropipette mit variablem Volumen, vollständig autoklavierbar ohne Demontage**
- **Garantie: 1 Jahr**





PIPETMAN® L - Einkanal variables Volumen

Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Schrittweite (µl)	Auswerfer aus Metall Art. Nr.	Auswerfer aus Metall CHF	Auswerfer aus Kunststoff Art. Nr.	Auswerfer aus Kunststoff CHF
0,2 - 2	D(F)(L)10	0,002	**070047**	**AA -**	**070053**	**AA -**
1 - 10		0,02	**070048**	**AA -**	**070054**	**AA -**
2 - 20	D200, DF30	0,02	**070049**	**AA -**	**070055**	**AA -**
10 - 100	D200, DF100	0,2	**070050**	**AA -**	**070056**	**AA -**
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	**070051**	**AA -**	**070057**	**AA -**
100 - 1.000	D(F)1000, D(F)1200	2	**070052**	**AA -**	**070058**	**AA -**
500 - 5.000	D5000	2	**070059***			**AA -**
1.000- 10 000	D10 ml	20	**070060***			**AA -**

Erhältlich mit Kalibrierungszertifikat nach ISO 17025 (Cofrac zugelassen).
*Nur kompatibel mit Gilson-Spitzen, Modell ohne Auswerfer.

PIPETMAN® L - Einkanal variables Volumen

Volumen (µl)	Geeignete Spitzen	Schrittweite (µl)	8 Kanäle Art. Nr.	8 Kanäle CHF	12 Kanäle Art. Nr.	12 Kanäle CHF
0,5 - 10	D(F)(L)10	0,02	**070063**	**AA -**	**070064**	**AA -**
2 - 20	D(F)L10, D200, DF30	0,02	**070065**	**AA -**	**070066**	**AA -**
20 - 200	D(F)200, D(F)300	0,2	**070067**	**AA -**	**070068**	**AA -**
20 - 300		0,2	**070069**	**AA -**	**070070**	**AA -**
100 - 1200	D(F)1200	2	**067538**	**AA -**	**067536**	**AA -**

Erhältlich mit Kalibrierungszertifikat nach ISO 17025 (Cofrac zugelassen).

VIDEO



Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Kit PIPETMAN® L

Art. Nr.	Bezeichnung	Pipetten	Rack 96-Spitzen DIAMOND	Zubehör	CHF
070098	PIPETMAN®L Auswerfer aus Metall Starter-Kit	P20L P200L P1000L	D200 D1000	3 SINGLE-Racks 3 Kunststoffauswerfer 1 Benutzerhandbuch	**AA -**
070099	PIPETMAN®L Auswerfer aus Metall Mikro-Volumen-Kit	P2L P10L P100L	DL10 D200	1 Pipettierhilfe 1 Poster zur Schnellprüfung	**AA -**
070174	Kit 4 PIPETMAN® L Metall-Auswerfer	P2L P20L P200L, P1000L	DL10 DL200 DL1000	4 einzelne Racks, 1 Pipettierhilfe, 1 Poster zur 2-Minuten-Kontrolle, 1 Benutzerhandbuch	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com