## Socorex-Mikropipetten

| Modell | Acura® Dilute 810 | Acura manual 825 | Acura® manual 835 | Acura® manual 826XS | Acura® manual 855 | Acura® Electro 926, 936 und 956 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsweise | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Elektronisch |
| Vorteile | Strohhalmspitze, Zwei-Volumen-Dosierung für schnelle sequentielle Verdünnungen | Leicht, robust, einfache Wartung | Leicht, robust, einfache Wartung, optionale Pasteurpipette und Strohhalmadapter | Kurz, sehr leicht, robust, einfache Wartung | Leicht, robust, 360°-Drehung der Basis, einfache Wartung | Intuitive Programmierung, sechs Arbeitsmodi, Schnellladung, große Autonomie |
| Volumen Bereich | 1 ml und 0,1 ml | 0,1 µl - 1 ml | 0,2 µl - 10 ml | 0,1 µl - 1 ml | 0,5 µl - 350 µl | 0,1 - 10.000 µl |
| Verfügbare Optionen | 1 Kanal | 1 Kanal | 1 Kanal | 1 Kanal | 8 Kanäle, 12 Kanäle | 27 anpassbare volumetrische Module |
| Autoklavierbare Teile | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Basis |

## Mikropipette Acura® Dilute 810




- **Einfache Probenahme in engen Behältern dank der Strohhalmspitze**
- **Dosierung ohne Justierung von 1 und 0,1 ml aus einer einzigen Pipette mit zwei vorkalibrierten Volumina**
- **Ermöglicht einfache sequentielle Verdünnung bis 1:10**
- **Unabhängige Kalibrierung für jedes Volumen**
- **Ergonomische Form, müheloses Pipettieren**
- **Einstellbarer Auswerfer**
- **Auswechselbarer PE-Schutzfilter**
- **Einfach zu warten und zu reinigen, autoklavierbar ohne Demontage**

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackt zu | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| **041120** | Acura-Probenahmepipette mit festem Volumen® 810 | - | 1 | **AA -** |
| **041110** | Strohhalm-Pipetten steril 1,1 ml | 25 | 1000 | **AA -** |
| **041115** | Strohhalm-Pipetten steril 2,2 ml | 25 | 1000 | **AA -** |
| **061968** | Auswechselbarer PE-Schutzfilter | - | 3600 | **AA -** |

## Mikropipetten Acura® manual 825, 826XS, 855 und 835




- **Leichtes Gewicht, optimierter Griff und sanfte Kolbenbetätigung**
- **Volumenregler mit Präzisionsanschlag**
- **Drehbare Kappe verhindert versehentliche Volumenänderungen**
- **Schnelle und sichere Kalibrierung durch den Benutzer**
- **Autoklavierbar ohne Demontage**
- **Ausgezeichnete Schlag- und Kratzfestigkeit**
- **Garantie: 3 Jahre**

### Acura® 825 und 826XS Mikropipette

- **Acura® 826XS: kürzer und leichter mit einer dünneren Basis, um das Pipettieren in Mikroröhrchen zu erleichtern**

| | | | Acura® 825 | | Acura® 826XS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (µl) | Schrittweite (µl) | Geeignete Spitzen | Art. Nr. | CHF | Art. Nr. | CHF |
| 0,1- 2 | 0,002 | 10 µl | **061104** | **AA -** | **061700** | **AA -** |
| 0,5 - 10 | 0,01 | 10 µl | **061105** | **AA -** | **061701** | **AA -** |
| 1 - 10 | 0,01 | 200 µl | **061106** | **AA -** | **061702** | **AA -** |
| 2 - 20 | 0,02 | 200 µl | **061107** | **AA -** | **061703** | **AA -** |
| 5 - 50 | 0,1 | 200 µl | **061108** | **AA -** | **061704** | **AA -** |
| 10 - 100 | 0,1 | 200 µl | **061109** | **AA -** | **061705** | **AA -** |
| 20 - 200 | 0,2 | 200 und 350 µl | **061110** | **AA -** | **061706** | **AA -** |
| 100 - 1.000 | 1 | 1000 µl | **061111** | **AA -** | **061707** | **AA -** |