Elektronische Mikropipetten Acura® Electro 926 micro, 936 macro, 956 multi Socorex



- Leicht
- Intuitive Programmierung
- Sechs Pipettiermodi : "Direkt", "Reverse", "Multidistribution", "Verdünnung", "Touch" und "Mix"
- Zähler für Pipettierzyklen
- Übersichtliches Display, rechts/links ablesbar
- Auswechselbare Batterie
- Viele autoklavierbare und austauschbare volumetrische Module verfügbar, kontaktieren Sie uns
- Einstellen der Abwurfhöhe
- Schnelle Aufladung, große Autonomie (3000 Zyklen)

Volumen (µl)	Teilung (µl)	Typ Der Spitze	Acura® Electro-Basis-Set		Mikropipette Acura® Electro*	
			Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
Mikropipetten Acura® Electro XS 926						
0,1 - 2	0,01	Ultra 10 µl	061728	AA -	061720	AA -
0,5 - 10	0,05	Ultra 10 µl	061729	AA -	061721	AA -
0,5 - 10	0,05	200 µl	061730	AA -	061722	AA -
1 - 20	0,1	200 µl	061731	AA -	061723	AA -
2,5 - 50	0,25	200 µl	061732	AA -	061724	AA -
5 - 100	0,5	200 µl	061733	AA -	061725	AA -
10 - 200	1,0	200 µl	061734	AA -	061726	AA -
50 - 1000	5	1000 µl	061735	AA -	061727	AA -
Mikropipetten Acura® Electro 936						
0,1- 2 ml	0,01 ml	2 ml	061739	AA -	061736	AA -
0,25- 5 ml	0,05 ml	5 ml	061740	AA -	061737	AA -
0,5- 10 ml	0,05 ml	10 ml	061741	AA -	061738	AA -
Acura® Electro 956 8-Kanäle						
0,5 - 10	0,05	Ultra 10 µl	061750	AA -	061742	AA -
2,5 - 50	0,25	200 µl	061751	AA -	061743	AA -
10 - 200	1	200 µl	061752	AA -	061744	AA -
20 - 350	5	350 µl	061753	AA -	061745	AA -
Acura® Electro 956 12-Kanäle						
0,5 - 10	0,05	Ultra 10 µl	061754	AA -	061746	AA -
2,5 - 50	0,25	200 µl	061755	AA -	061747	AA -
10 - 200	1,0	200 µl	061756	AA -	061748	AA -
20 - 350	5,0	350 µl	061757	AA -	061749	AA -

7 Mikropipetten (0,1 bis 1000 µl), 3 Makropipetten (0,1 bis 10 ml) und 8 Multikanäle (0,1 bis 350 µl).
2 Darstellungen

- acura® Electro Mikropipette einzeln geliefert, mit Kalibrierungszertifikat, Qualitips Spitzenmuster®, Gebrauchsanweisung, ohne Ladegerät*;
- eine Grundausstattung umfasst :
  - Pipette,
  - individuelles Kalibrierungszertifikat,
  - Gebrauchsanweisung,
  - Ladestation,
  - zusätzlicher Akkupack,
  - Netzanschluss,
  - Qualitips®-Spitzenmuster.

Zubehör finden Sie auf www.milian.com WEB

* Lieferung ohne Ladegerät: zu vervollständigen mit dem Ladekarussell Art. Nr. 061150 und dem Ladegerät Art. Nr. 061154.

Universalhalter für 7 Mikropipetten



Für einkanal, manuelle und elektronische Socorex-Modelle. Und für zusätzliche volumetrische Module.

Art. Nr.	Farben	CHF
061005	Hellgrau	AA -
061006	Vanille	AA -
061007	Eisblau	AA -
061008	Minze	AA -
061365	Rosa	AA -

Universal-Twister-Halter für 6 Pipetten



- Für 6 Pipetten aller Marken
- Einfaches Drehen des gesamten Gestells durch Drehen der Basis mit dem Finger
- Sehr stabil
- Anti-Rutsch-Pads
- 7 leuchtende, durchscheinende Farben
- Die farbigen Halterungen können aus dem Halter herausgenommen und leicht mit Wasser und Reinigungsmittel gereinigt werden

Saphirblau	Smaragdgrün	Orange Topas	Quarzgrau	Rubinrot	Transp. Diamant	Zitrongelb	CHF
061791	061792	061793	061794	061795	061796	061797	AA -

Halter für 3 Socorex Pipetten



Ständer für 3 Mehrkanal- und Einkanalpipetten. Ermöglicht einen perfekten Sitz und einen einfachen Griff für jedes Instrument. Für alle Calibra® und Acura® Modelle.

- Gute Stabilität auf dem Labortisch
- Anti-Rutsch-Füße
- Robustes Polyamid, leicht zu reinigen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
061257	Halter für 3 Pipetten	AA -

Regalständer aus Polycarbonat



- Aufbewahrung von zwei Acura® manual, Calibra® digital und Acura® self-refill 865 Mikropipetten
- Fixierung mit Selbstklebeband

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
061692	Klebehalter für zwei Mikropipetten	AA -