One-Touch-Bikomponentenspitzen ohne Filter und mit Mµlti-Filter

- **Zwei-Komponenten-Spitzen: Oberteil aus weichem Elastomer**
- **Optimale Dichtigkeit und Präzision: ideale Spitzen für das Pipettieren in mehreren Kanälen**
- **Geringere Muskelermüdung für den Benutzer**

DNase RNase





One Touch Spitzen-Zwei-Komponenten

	Kunststoff-Rack		
Spitze	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
20 µl nicht steril	**010300**	10 x 96	**AA -**
20 µl steril	**010310**	10 x 96	**AA -**
330 µl nicht steril	**010330**	10 x 96	**AA -**
330 µl steril	**010340**	10 x 96	**AA -**
1000 µl nicht steril	**010360**	8 x 96	**AA -**
1000 µl steril	**010370**	8 x 96	**AA -**

One Touch Zweikomponenten-Filterspitzen

	Kunststoff-Rack Cell-Rack		
Volumen (µl)	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
1 - 20	**010320**	10 x 96	**AA -**
10 - 100	**010510**	10 x 96	**AA -**
20 - 350	**010350**	10 x 96	**AA -**
100 - 1250	**010380**	8 x 96	**AA -**

Mµlti Spitzen

Eine Garantie für Qualität

DNase RNase · PCR Inhibitor · Human DNA · Pyrogen

Vorteile

- Eine Spitze speziell für die Forschung
- Soft Tip: Diese aus weicherem Polypropylen gefertigten Spitzen erleichtern das Aufsetzen auf die Mikropipette und verringern den Kraftaufwand.
- Eine breite Palette von Verpackungs- und Präsentationsmöglichkeiten - siehe unten.

Standard-Spitze oder Low Binding-Spitze

Mµlti-Spitzen bieten zwei Oberflächenqualitäten:

- die "Standard"-Oberfläche aus unbehandeltem Polypropylen;
- die "Low Binding"-Oberfläche: Die hydrophobierte Spitze reduziert die Oberflächenspannung. Diese Eigenschaft hat zwei Vorteile: maximale Probenrückgewinnung und wesentlich geringere DNA- und Proteinretention als bei einer herkömmlichen Spitze.

Siehe Referenzen auf der nächsten Seite

Mµlti Lose Spitzen



In einem Beutel mit Reißverschluss, um das Wiederverschließen zu gewährleisten.

Scharnierrack



Rack mit Scharnierdeckel und Schloss.


CellRack Spitzen im Rack



- **Rack mit Stülpdeckel oder mit Scharnier**
- **Einzelne geschlossene Zellen für jede Spitze**
- **Das Design eliminiert das Risiko einer Tip-to-Tip-Kontamination**
- **Einfaches Einsetzen der Spitzen in die Mikropipette**
- **Verbesserte Rackstabilität**
- **Autoklavierbar**

Nachfüllbare Spitzen auf Platinium-Plattform

- **Stabiles Pyramidenrack, stapelbar, mehrfach autoklavierbar**
- **Spart Platz und Abfall**
- **Transparente Verpackung, um die Spitzen sichtbar zu machen**



GoGreen

Nachfüllbare Spitzen im QuickRack



- **96 Spitzen auf einem Tablett**
- **Nehmen Sie einfach ein Tablett und stellen Sie es auf ein leeres Regal mit einer beliebigen Art von Spitzen, um ein geladenes Rack zu haben**
- **Schnell, kostengünstig, geringer Platzbedarf**
- **Ermöglicht die Wiederverwendung eines leeren Cell Racks**

TipStation Spitzen im Rack



- **10 gebrauchsfertige Spitzenracks auf kleinstem Raum**
- **Entfernen Sie einfach eine Stufe, nachdem Sie die Spitzen benutzt haben**
- **Hohe Stabilität der Basis**
- **Ideal für Mehrkanal-Mikropipetten**
- **Deckel mit zwei Fächern**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com