Mµlti Spitzen

DNase RNase | PCR Inhibitor | Human DNA | Pyrogen



Lose

Siehe Rack-Beschreibungen auf der vorherigen Seite

Spitzen	Vol. (µl)	Modell	Länge (mm)	Ø Öffnung (mm)	Graduierung (µl)	Farben	Typ	Steril	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
	10	10 µl Sharp	44,83	0,36	1, 2, 5, 10	Natur	Standard	Nein	-	-	-
							Standard	Ja	-	-	-
		10 µl E (Eppendorf-kompatibel)	45,5	0,38	-	Natur	Standard	Nein	**013970**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
							Low Binding	Nein	**035040A**	1000	**AA -**
							Low Binding	Ja	-	-	-
		10 µl Ultra G (Gilson-kompatibel)	28,8	0,38	2, 10	Natur	Standard	Nein	**023580A**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
							Low Binding	Nein	**035000A**	1000	**AA -**
							Low Binding	Ja	-	-	-
		10 µl LongReach	45,34	0,38	2, 5, 10	Natur	Standard	Nein	**037650A**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
							Low Binding	Nein	**037650TA**	1000	**AA -**
							Low Binding	Ja	-	-	-
	200	200 µl Graduated STD	50,7	0,46	-	Natur	Standard	Nein	**010440**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
							Low Binding	Nein	-	-	-
							Low Binding	Ja	-	-	-
						Gelb	Standard	Nein	**017020AA**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
		200 µl Graduated STDZN	51,44	0,46	1, 50, 100	Natur	Standard	Nein	**015720A**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
							Low Binding	Nein	**035080A**	1000	**AA -**
							Low Binding	Ja	-	-	-
						Gelb	Standard	Nein	**032430A**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
	300	300 µl NX	58,57	0,51	10, 50, 100	Natur	Standard	Nein	**031770A**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
							Low Binding	Nein	**031770TA**	1000	**AA -**
							Low Binding	Ja	-	-	-
		300 µl XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200, 300	Natur	Standard	Nein	**130800A**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
							Low Binding	Nein	**130800TA**	1000	**AA -**
							Low Binding	Ja	-	-	-
	1000	1000 µl Standard	72,9	0,91	-	Natur	Standard	Nein	**010180**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
							Low Binding	Nein	**035170A**	1000	**AA -**
							Low Binding	Ja	-	-	-
						Blau	Standard	Nein	**010040A**	1000	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-
	1250	1000XT	102	0,81	200, 500, 1000	Natur	Standard	Nein	**031610A**	768	**AA -**
							Standard	Ja	-	-	-

*Version ohne Zellen ** Starterkit, einschließlich 1 Nachfüllpackung Spitzen, 1 Nachfüllung und leere Racks.

CellRack leer mit Stülpdeckel

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
028310	leeres Rack für Spitzen 10 bis 200 µl	10	**AA -**
028360	Leerrack für Spitzen 10 µl G	10	**AA -**

CellRack leer mit Scharnierdeckel

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
027280	leeres Rack für Spitzen 10 bis 200 µl	10	**AA -**
021750	Leerrack für Spitzen 1250 µl	8	**AA -**

Leere Racks für Platinium-Tabletts

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
071000	leeres Rack für Spitzen 10 bis 300 µl	1	**AA -**
371000	leeres Rack für Spitzen 10 bis 300 µl	24	**AA -**
071010	Leerrack für Spitzen 1250 µl	1	**AA -**
371010	Leerrack für Spitzen 1250 µl	16	**AA -**