
Filterspitzen Mµlti



- **Sterile Spitzen**
- **Hydrophober Filter, der das Aufsteigen von Aerosolen in der Mikropipette und das Risiko einer Kontamination verhindert**
- **Im Rack mit Scharnierdeckel oder Stülpdeckel (siehe Beschreibungen der Racks auf der vorherigen Seite)**
- **In Standard- oder Low-Binding-Ausführung**


Haftung der Probe an der Wand einer normalen Spitze,Die „Low Binding“ Spitze ermöglicht den Auswurf der gesamten Probe


Die „Low Binding“ Spitze ermöglicht den Auswurf der gesamten Probe

							Spitzen im CellRack mit Stülpdeckel			Spitzen im CellRack mit Scharnierdeckel		
Spitzen	**Vol. (µl)**	**Modell**	**Länge (mm)**	**Ø Öffnung (mm)**	**Graduierung (µl)**	**Behandlung**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
	10	10 µl Sharp	44,83	0,36	1, 2, 5, 10	Standard	-	-	-	**130340**	10 x 96	**AA -**
						Low Binding	-	-	-	-	-	-
		10 µl E (Eppendorf-kompatibel)	45,5	0,38	10	Standard	**015020**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**035210**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
		10 µl Ultra G (Gilson kompatibel)	28,8	0,38	2, 10	Standard	**028200**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**035200**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
		10 µl LongReach	45,34	0,38	2, 5, 10	Standard	**038000**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**038000T**	10 x 96	**AA -**	**030360T**	10 x 96	**AA -**
	20	20 µl Standard	50,7	0,46	-	Standard	**014210**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**035220**	10 x 96	**AA -**	**030370T**	10 x 96	**AA -**
	100	100 µl Standard	50,7	0,46	-	Standard	**036060**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**036060T**	10 x 96	**AA -**	**030380T**	10 x 96	**AA -**
	200	200 µl NX	58,57	0,51	10, 50, 100	Standard	**030550**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**030550T**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
		200 µl Standard	50,7	0,46	-	Standard	**014220**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**014220T**	10 x 96	**AA -**	**030390T**	10 x 96	**AA -**
		200 µl XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200	Standard	**017370**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**035240**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
	300	300 µl XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200, 300	Standard	**130510**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**130510T**	10 x 96	**AA -**	-	-	-
	1000	1000 µl Standard	72,9	0,91	-	Standard	**014200**	10 x 100	**AA -**	-	-	-
						Low Binding	**035260**	10 x 100	**AA -**	-	-	-
	1250	1000XT	102	0,81	200, 500, 1000	Standard	-	-	-	-	-	-
						Low Binding	-	-	-	**134000**	10 x 96	**AA -**

Spitzen sind nicht maßstabsgetreu dargestellt.