Xtip4 ClearLine®-Spitzen für Rainin LTS-Pipetten

- Graduierte Polypropylen-Spitzen
- kompatibel mit LTS-Mikropipetten
- Flexibilität der Spitze für geringere Einführungskraft und gute Abdichtung
- Verriegelung an der Spitze zur Reduzierung der Auswurfkraft
- Keine Tröpfchenbildung an der Spitze
- Geringer Rückhalt

Pyrogen · DNase RNase · Nuklein-Säure · Endo-toxin · PCR Inhibitor



Xtip4 sterile Filterspitzen

Volumen (µl)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE
20	10 x 96	**713178B**	**AA -**

2 in 1 System!
Arbeiten Sie mit Filterspitzen und Spitzen ohne Filter der ClearLine-Reihe® und reduzieren Sie Ihren Abfall:
Erwägen Sie die Wiederverwendung Ihrer Scharnierracks mit den Nachfüllsystemen


GoGreen

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
713196B	Leere Box für Nachfüllung Xtip4 20 - 300 µl	50	**AA -**
713197B	Leere Box für Nachfüllung Xtip4 1000 - 1200 µl	40	**AA -**

Gebrauchsanweisung: Tip Eject Nachfüllung

- Turm mit 10 Plattformen mit 96 sterilen Spitzen
- Einfache Einhandbedienung
- Wiederverwertbare Verpackung
- 1°/entfernen Sie das Schutzrack an der Basis der Säule
- 2°/stellen Sie den Turm auf das leere Rack
- 3°/auf die Oberseite drücken - das Klicken zeigt an, dass das Tablett gut im Rack platziert ist
- 4°/Setzen Sie die Säule wieder auf das Schutzrack



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com