Neptune-Spitzen



➤ **Hochpräzise Spitzen, die mit allen Marken von Standard-Mikropipetten kompatibel sind**

Pyrogen | Endo-toxin | DNase RNase



Leere Racks mit Spitzenhalter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
713234A	Leeres Rack mit Tablett für Spitzen 10 µl lose	**AA -**
713236A	Leeres Rack mit Tablett für Spitzen 20 bis 300 µl lose	**AA -**
713238A	Leeres Rack mit Tablett für Spitzen 1000 bis 1250 µl lose	**AA -**
713235A	Leeres Rack ohne Tablett für Spitzen 10 bis 300 µl im Nachfüllpack	**AA -**
713237A	Leeres Rack ohne Tablett für Spitzen 1000 bis 1250 µl im Nachfüllpack	**AA -**

								Lose			Im Rack			In Nachfüllung		
Foto	Typ	Vol. (µl)	Länge (mm)	Ø (mm) Öffnung	Graduierungen (µl)	Typ	Steril	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
	2040	10	31,24	0,46	0,5, 2, 10	Standard	Nein	**713123**	1000	**AA -**	**713124N**	960	**AA -**	**713126N**	1920	**AA -**
						Standard	Ja	**-**	-	**-**	**713125N**	960	**AA -**	-	-	-
						Low Bind.	Nein	**-**	-	**-**	**713007N**	960	**AA -**	**712159N**	1920	**AA -**
						Low Bind.	Ja	**-**	-	**-**	**713008N**	960	**AA -**	-	-	-
	2340	10	45,84	0,38	2, 10	Standard	Nein	**-**	-	**-**	**711176N**	960	**AA -**	**713092N**	960	**AA -**
						Standard	Ja		-	**-**	**713011N**	960	**AA -**	-	-	-
						Low Bind.	Nein	**713164A**	1000	**AA -**	**713282**	960	**AA -**	**713288**	960	**AA -**
						Low Bind.	Ja	**-**	-	**-**	**713163NA**	960	**AA -**	-	-	-
	2100	200	50,75	0,53	10, 50, 100	Standard	Nein	**-**	-	**-**	**713021N**	960	**AA -**	**713040B**	960	**AA -**
						Standard	Ja	**-**	-	**-**	**713022N**	960	**AA -**	-	-	-
						Low Bind.	Nein	**713015**	1000	**AA -**	**713283**	960	**AA -**	**711511N**	960	**AA -**
						Low Bind.	Ja	**-**	-	**-**	**713017N**	960	**AA -**	-	-	-
	2150	200	90,93	0,46	-	Standard	Nein	**-**	-	**-**	**713284**	768	**AA -**	-	-	-
						Standard	Ja	**-**	-	**-**	**713285**	768	**AA -**	-	-	-
	2090	300	59,54	0,51	10, 50, 100	Standard	Nein	**713281**	100	**AA -**	**713286**	768	**AA -**	**713093N**	960	**AA -**
						Standard	Ja	**-**	-	**-**	**713287**	768	**AA -**	-	-	-
						Low Bind.	Nein	**-**	-	**-**	**713046N**	960	**AA -**	**713090N**	960	**AA -**
						Low Bind.	Ja	**-**	-	**-**	**713047N**	960	**AA -**	-	-	-
	2160	1000	81,79	0,89	200, 500, 1000	Standard	Nein	**713023**	1000	**AA -**	**711263N**	768	**AA -**	**712160N**	960	**AA -**
						Standard	Ja	**-**	-	**-**	**713024N**	768	**AA -**	-	-	-
	2370	1250	98,4	0,89	10, 50, 100	Standard	Nein	**713095**	1000	**AA -**	-	-	-	**713094N**	960	**AA -**
						Standard	Ja	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-
						Low Bind.	Nein	**713289**	968	**AA -**	-	-	-	**713091N**	960	**AA -**