Filterspitzen ART



Alle Marken von Mikropipetten haben eine perfekt passende ART-Spitze.
Die Softfit-Spitze hat eine verstärkte Dichtung.
Der hydrophobe Filter verhindert ein versehentliches Zurückfließen von Flüssigkeit in den Filter und die Pipette.
Alle ART-Spitzen sind steril (außer lose Verpackungen).
Die ART-Spitze ist in einer Standardversion oder in einer Version mit geringer Retention für eine verbesserte Probenrückgewinnung erhältlich.
Ein breites Spektrum an Verpackungen:

- Im einzelnen Rack mit Stülpdeckel
- Im einzelnen Rack mit Scharnierdeckel;
- Lose
- in einzelnen Nachfüllpackungen: Die sterilen Spitzen befinden sich auf einem Tray unter einer einzelnen Blisterverpackung;
- in Tray-Nachfüllungen, gebrauchsfertig

1) Halten Sie die Oberseite der Blisterpackung fest und ziehen Sie die Abziehfolie ab.
2) Legen Sie die Blisterpackung auf das Rack.
3) Drücken.

DNase RNase

sterile Nachfüllpackung

GoGreen

Modell	Vol. (µl)	Länge (mm)	Eigenschaften	Kompatibilität	verpackt zu
ART 10 Reach	0,1 – 10	43,3	Ideal für Mikro-Volumina, große Länge geeignet für Mikroröhrchen	Gilson P2-P10, Finnpipette 2 und 10 µl micro, Sartorius Biohitfamily 10 µl, Eppendorf 2,5 µl	10 x 96
ART 10	0,1 – 10	31,3	Geringe Mengen	Gilson P2-P10, Finnpipette 2 und 10 µl, Sartorius Biohitfamily 10 µl	10 x 96
ART 20E	0,5 – 20	47,7	Geringe Mengen	Eppendorf 10 µl, Socorex 10 µl	10 x 96
ART 10F	0,5 – 10	58,8	Geringe Mengen	Finnpipette 10 µl universal, Sartorius Biohitfamily 10 µl	10 x 96
ART 20P	0,5 – 20	50,7	Universal	Gilson P20, Eppendorf 20 µl, Socorex 20 µl	10 x 96
ART 20	0,5 – 20	45,7	-	Eppendorf 10 µl	10 x 96
ART 50U	0,5 – 50	52	Softfit, mit verstärktem Rack, spezieller Multikanal	Mehrkanal (Labsystems 5 - 50 µl, Sartorius Biohitfamily 5 - 50 µl, Eppendorf 5 - 50 µl)	10 x 96
ART 100	1 – 100	58,8	-	Finnpipette 40 µl Mehrkanal (Labsystems 5 - 50 µl, Sartorius Biohitfamily 5 - 50 µl)	10 x 96
ART 100E	1 – 100	50,7	Universal	Gilson P100, Eppendorf 100 µl, Sartorius Biohitfamily 50 µl und electronisch 100 µl	10 x 96
ART 200	1 – 200	58,8	Universal	Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnp. 200 µl, Sartorius Biohitfamily 200 µl	10 x 96
ART 200 REACH	1 – 200	90,9	Große Länge	Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnp. 200 µl, Sartorius Biohitfamily 200 µl	8 x 96
ART 200U	1 – 200	52	Softfit, mit verstärktem Rack, spezieller Multikanal	Mehrkanalpipette (Labsystems 50 - 300 µl, Eppendorf 50 - 300 µl), beliebige 200 µl-Pipette	10 x 96
ART 200G	5 – 200	49,7	Große Öffnung für fragile Zellen, DNA und viskose Lösungen	Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Finnpipette 200 µl, Sartorius Biohitfamily 200 µl	10 x 96
ART 300	1 – 300	58,4	Speziell Mehrkanal	Mehrkanal (Sartorius Biohitfamily 250 µl, Finnpipette 300 µl), Eppendorf Research Pro 300 µl	10 x 96
ART 500	50 – 500	79	Softfit	Eppendorf 50 – 250 µl, Sartorius Biohitfamily 50 – 500 µl	8 x 100
ART 1000	100 – 1000	79	Softfit	Gilson P1000, Eppendorf 1000 µl, Finnpipette 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl	8 x 100
ART 1000E	100 – 1000	102,2	Große Länge	Gilson P1000, Finnp. 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl, Eppend. 1000 µl	8 x 100
ART 1000G	100 – 1000	85,4	Große Öffnung für fragile Zellen, DNA und viskose Lösungen	Gilson P1000, Eppendorf 1000 µl, Finnpipette 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl	8 x 100
ART 1000 REACH	100 – 1000	118	Große Länge, Softfit	Gilson P1000, Eppendorf 1000 µl, Finnpipette 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl	8 x 96
ART 1250 REACH	100 – 1250	102,2	Große Länge	-	8 x 96
ART 5000	1000 - 5000	117	-	Gilson P5000	Steriler Beutel mit 250 Spitzen
ART GEL 20P	0,5 – 20	70,9	flexible Kapillare für Gel-Beschichtung	Gilson P20, Eppendorf 20 µl, Finnpipette 10 µl	10 x 96
ART GEL	0,5 – 100	70,9	flexible Kapillare für Gel-Beschichtung	Gilson P100, Eppendorf 100 µl, Finnpipette 40 µl	10 x 96
ART XLP	5 – 100	91,2	Große Länge; reicht bis zum Boden von 12 x 75 mm Röhrchen	Gilson P100, Eppendorf 100 µl, Finnpipette 40 µl	8 x 96
ART XLP 200	5 – 200	91,2	Große Länge; reicht bis zum Boden von 12 x 75 mm Röhrchen	Gilson P200, Eppendorf 200 µl, Socorex 1000 µl	8 x 96
ART XLG	5 – 200	91,2	Große Länge und breite Öffnung für Zellen, DNA und viskose Lösungen	Gilson P200, Eppendorf 100 µl, Eppendorf 200 µl, Finnpipette 40 µl	8 x 96
ART 1000 XL	100 - 1000	89	Universal	Gilson P1000, Eppendorf 1000 µl, Sartorius Biohitfamily 1000 µl Finnpipette 1000 µl	8 x 96

Kits «Essential»

- **„Essential“ ScharnierrackSets enthalten :**
  - ART 200 (Art. Nr. 038019) x 4
  - ART 10 reach (Art. Nr. 038001) x 4
  - ART 1000XL (Art. Nr. 041539) x 4

- **„Essential“ Kits Nachfüllpackung enthält :**
  - ART 200 (Art. Nr. 038019) x 4
  - ART 10 reach (Art. Nr. 038001) x 4
  - ART 1000XL (Art. Nr. 041539) x 4

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
041604	Kit „essential" ART-Spitzen : 4 Scharnier-Rack von jeder Spitze Art.Nr. 038019, Art.Nr. 038001, Art.Nr. 041539	AA -
041605	Kit „essential" ART-Spitzen : 4 Einsätze für Nachfüllpack von jeder Spitze Art.Nr. 038019, Art.Nr. 038001, Art.Nr. 041539	AA -