
Labcon-Filterspitzen



- Hydrophober Filter zum Schutz von Mikropipetten vor Aerosolen
- Im sterilen Rack, Einzelpackung oder Eclipse-Nachfüllpackung
- ZAPSlick Versionen mit geringer Retention und/oder für Rainin LTS Pipetten



		Im sterilen Rack			Einheitliche Verpackung			Eclipse UNO Nachfüllpackung		
Beschreibung	**Länge (mm)**	**Art. Nr.**	**Verpackt zu**	**CHF**	**Art. Nr.**	**Verpackt zu**	**CHF**	**Art. Nr.**	**Verpackt zu**	**CHF**
Filterspitzen ZAPSlik mit geringem Rückhaltevermögen										
ZapSlik 10 µl	31,4	**949791**	96 x 120	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZapSlik 10 µl lang mit TubeGuard	38,1	**949793**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZapSlik 10 µl extra lang	47,6	**949794**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZapSlik 20 µl	49,7	**949798**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZapSlik 200 µl	52,1	**949804**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZapSlik 200 µl große Öffnung	49,7	**949740**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	**949739**	96 x 50	**AA -**
ZapSlik 300 µl	52,1	**949802**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZapSlik 300 µl lang	71,1	**949741**	96 x 6	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZapSlik 1000 µl	88,9	**949800**	96 x 40	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZapSlik 1000 µl große Öffnung	88,9	**949743**	96 x 40	**AA -**	-	-	-	**949742**	96 x 24	**AA -**
Filterspitze SuperSlik Low Retention für Rainin LTS										
SuperSlik 20 µl für Rainin LTS	48,3	**949734**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	**949733**	96 x 50	**AA -**
SuperSlik 200 µl für Rainin LTS	51,3	**949736**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	**949735**	96 x 50	**AA -**
SuperSlik 300 µl für Rainin LTS	55,6	**949732**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	**949731**	96 x 50	**AA -**
SuperSlik 1000 µl für Rainin LTS	88,9	**949738**	96 x 40	**AA -**	-	-	-	**949737**	96 x 24	**AA -**
Filterspitzen ZAP										
ZAP 10 µl mit Graduierung	49,7	**949487**	96 x 10	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 20 µl abgeschrägt	49,7	**949509**	96 x 6	**AA -**	**949491**	200	**AA -**	**949663**	96 x 50	**AA -**
ZAP 100 µl mit Graduierung	49,7	**949726**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 50 µl abgeschrägt	49,7	**949492**	96 x 10	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 100 µl abgeschrägt	49,7	**949495**	96 x 10	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 100 µl mit Graduierung	49,7	**949498**	96 x 10	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 100 µl abgeschrägt	49,7	**949725**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 150 µl abgeschrägt	49,7	**949499**	96 x 10	**AA -**	**949501**	200	**AA -**	-	-	-
ZAP 200 µl abgeschrägt	52,1	**949502**	96 x 10	**AA -**	**949477**	200	**AA -**	**949677**	96 x 50	**AA -**
ZAP 100 µl mit ultrafeiner Spitze	83,8	**949728**	96 x 40	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 200 µl große abgeschrägte Öffnung	49,7	**949504**	96 x 10	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 200 µl mit ultrafeiner Spitze	83,8	**949506**	96 x 6	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 300 µl abgeschrägt	52,1	**949508**	96 x 10	**AA -**	-	-	-	**949673**	96 x 50	**AA -**
ZAP 300 µl mit ultrafeiner Spitze	71,1	**949510**	96 x 6	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 1000 µl mit ultrafeiner Spitze	88,9	**949511**	96 x 6	**AA -**	**949513**	200	**AA -**	**949525**	96 x 24	**AA -**
ZAP 1000 µl mit FlexTop und ultrafeiner Spitze	75,9	**949514**	96 x 6	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 1000 µl mit FlexTop und großer Öffnung	88,9	**949515**	96 x 6	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP 1200 µl für Sartorius	88,9	**949516**	96 x 6	**AA -**	-	-	-	-	-	-
ZAP Filterspitzen für Rainin LTS										
ZAP 20 µl für Rainin LTS	48,3	**949488**	96 x 10	**AA -**	-	-	-	**949752**	96 x 50	**AA -**
ZAP 200 µl für Rainin LTS	51,3	**949507**	96 x 10	**AA -**	-	-	-	**949754**	96 x 50	**AA -**
ZAP 300 µl für Rainin LTS	55,6	**949807**	96 x 100	**AA -**	-	-	-	**949806**	96 x 50	**AA -**
ZAP 1000 µl für Rainin LTS	88,9	**949509**	96 x 6	**AA -**	-	-	-	**949756**	96 x 24	**AA -**

3D Spitzen



- Form vom Hersteller ausgewählt
- Anpassungsfähig an die meisten vorhandenen Pipettiergeräte
- Abgeschrägte Spitze für gute Präzision
- Aus.transprentem Polypropylen

Art. Nr.	Volumen (µl)	Farben	Steril	VE	CHF/ VE
070010	0,5 - 20	Natur	Nein	1000	**AA -**
070030	100 - 1000	Blau	Nein	250	**AA -**