
Spezielle Filterspitzen

Filterspitzen, die speziell für molekularbiologische Anwendungen (Gel) oder bestimmte Pipettenmarken angepasst sind.

- **“Self-sealing” Anti-Kontaminationsfilter**
- **Steril im Rack**



Art. Nr.	Volumen (µl)	Typ	VE	CHF/ VE
077051	5	Nanotip für Gilson, Eppendorf, Sartorius Biohit*family*	10 x 96	**AA -**
077095	10	Für Gilson, Sartorius Biohit*family*	10 x 96	**AA -**
077768	10	Für Labsystems, Sartorius Biohit*family*	10 x 96	**AA -**
077047	10	Für Eppendorf	10 x 100	**AA -**
077512	100	Speziell Mehrkanal 50 µl	10 x 96	**AA -**
077513	200	Speziell Gilson, Sartorius Biohit*family* 200 µl	10 x 96	**AA -**
077515	200	Extra-lang für Eppendorf (90 mm)	8 x 100	**AA -**
077539	200	weite Öffnung, universell	10 x 96	**AA -**
077649	1000	Extra-lang (88 mm) für Gilson, Labsystems, Sartorius Biohit*family*Eppendorf	10 x 100	**AA -**
077107	1000	Breite Öffnung für Zellen	10 x 96	**AA -**
077204	1200	für Sartorius Biohit*family* Proline 1200 µl	10 x 96	**AA -**
077060	10	Gel Spitze für Gilson	5 x 204	**AA -**
077062	20	Gel Spitze für Gilson, Eppendorf, Sartorius Biohit*family*	5 x 204	**AA -**
077068	100	Gel Spitze für Gilson, Eppendorf, Sartorius Biohit*family*	5 x 204	**AA -**
077089	5000	Spitze für PIPETMAN® P5000 (im Beutel)	1 x 100	**AA -**

Kleinvolumige Spitzen 10 µl

Eine Auswahl an Spitzen, die mit den meisten Marken von Mikropipetten kompatibel sind.

- **Sehr hohe Qualität und Präzision**
- **Wahl der Vorführung**



	Ultra Nanotip 10 µl (1)			Ultra-Mikro-Gel 10 µl (2)			Mikrotip für Gilson 10 µl (3)			Mikrotip für Eppendorf 10 µl (4)			Ultra-Micro 10 µl (5)		
Eigenschaften	Mikro-Volumenspitze, graduiert bis 2,5 µl. Für Eppendorf , Gilson, Sartorius Biohit*family*...			Spitze große Länge (58 mm). Für Eppendorf, Gilson, Sartorius Biohit*family*			Gilson Spezial, Sartorius Biohit*family*Labsystems.			Spezial Eppendorf, Socorex.			Lange Spitze, Typ “Long Reach”, für Gilson, Eppendorf, Sartorius Biohit*family*, Labsystems		
	Art. Nr.	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**VE**	**CHF/ VE**
Lose	**077178**	1000	**AA -**	**077181**	1000	**AA -**	**077185**	1000	**AA -**	**077188**	1000	**AA -**	**077525**	1000	**AA -**
Im Rack	**077179**	10 x 96	**AA -**	**077182**	5 x 204	**AA -**	**077186**	10 x 96	**AA -**	**077189**	10 x 100	**AA -**	-	-	-
Im sterilen Rack	**077180**	10 x 96	**AA -**	**077183**	5 x 204	**AA -**	**077187**	10 x 96	**AA -**	**077190**	10 x 100	**AA -**	-	-	-

Spezielle Multikanal-Spitzen

300-µl-Spitzen im Rack oder in 4er-Streifen für Mehrkanalpipetten. Die verstärkte Steifigkeit des Racks gewährleistet eine gute Stabilität und verhindert eine Verformung beim Einschieben der Spitzen.
Geeignet für Labsystems, Sartorius Biohitfamily, Eppendorf, Costar.
Die weiche 200-µl-Spitze sorgt für einen einfachen Griff ohne Kraftaufwand.





Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
038064	300 µl Spitze im sterilen verstärkten Rack	10 x 96	**AA -**
077528	300 µl graduierte Spitze im Rack	10 x 96	**AA -**
077529	300 µl graduierte Spitze im sterilen Rack	10 x 96	**AA -**
077530	300 µl graduierte Spitze in loser Schüttung	1000	**AA -**
022220A	200 µl graduierte Spitze im Rack	10 x 96	**AA -**
022210A	200 µl weiche Spitze im sterilen Rack	10 x 96	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com