Sterile Spitzen in Einzelverpackung

Gammasterilisierte Mikropipettenspitzen, verpackt in einzelnen Beuteln.

- **Ideal für kleine Pipettiervorgänge**
- **Kontaminationsrisiken vollständig ausgeschlossen**
- **Kein Autoklavieren**
- **Benötigen keinen Platz unter der Haube**
- **Sicherheit und Komfort**



Standard-Spitzen

Art. Nr.	Spitze	Volumen (µl)	Kompatibilität	VE/ Box	CHF/ VE
077209	Standard Gelb	200	Universal	500	**AA -**
077169	Standard Blau	1000	Universal	500	**AA -**

sehr hohe Präzision

Frei von Schwermetallen.

DNA · Pyrogen · Endo-toxin · DNase RNase

Art. Nr.	Spitze	Volumen (µl)	Kompatibilität	VE/ Box	CHF/ VE
949472	Gelb	200	Universal	200	**AA -**
949473	Natur graduiert	200	Universal	200	**AA -**
949474	Natur extra lang	1250	Universal	200	**AA -**

5 ml und 10 ml Spitzen

5 ml und 10 ml Spitzen für Gilson, Eppendorf und Labsystems.

- **In loser Schüttung oder im nachfüllbaren Rack mit Deckel**
- **Ausgezeichnete Qualität**
- **Mit oder ohne Filter**



		Ohne Filter - lose			Ohne Filter - im Rack			Ohne Filter - im sterilen Rack			Filter - im sterilen Rack		
Volumen	Länge (mm)	Art. Nr.	Verpackt zu	CHF/ VE	Art. Nr.	Verpackt zu	CHF/ VE	Art. Nr.	Verpackt zu	CHF/ VE	Art. Nr.	Verpackt zu	CHF/ VE
5 ml für Gilson	125	**045413**	250	**AA -**	**045414**	10 x 50	**AA -**	**045415**	10 x 50	**AA -**	**045561**	10 x 50	**AA -**
5 ml für Eppendorf, Sartorius	155	**045530**	250	**AA -**	**045531**	10 x 50	**AA -**	**045532**	10 x 50	**AA -**	**045562**	10 x 50	**AA -**
10 ml für Socorex	165	-	-	-	**045565**	10 x 25	**AA -**	**048060**	10 x 25	**AA -**	-	-	-
10 ml für Gislon, Rainin Eppendorf	161	-	-	-	**048027**	10 x 25	**AA -**	**048028**	10 x 25	**AA -**	**048029**	10 x 25	**AA -**

Rainin Pipet-Lite-Spitzen

	20 µl		200 µl		1000 µl	
	Nicht steril	Steril	Nicht steril	Steril	Nicht steril	Steril
Standard ohne Filter						
Art. Nr.	-	**038373**	**038375**	**038377**	**038380**	**038381**
VE	-	960	960	960	800	800
CHF/VE	-	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Standard mit ART-Filter						
Art. Nr.	-	**038374**	-	**038379**	-	**038382**
VE	-	960	-	960	-	800
CHF/VE	-	**AA -**	-	**AA -**	-	**AA -**
Geringe Retention ohne Filter						
Art. Nr.	**038383**	**038384**	**038386**	**038387**	-	-
VE	960	960	960	960	-	-
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	-	-
Low Retention mit ART-Filter						
Art. Nr.	-	**038385**	-	**038388**	-	**038391**
VE	-	960	-	960	-	800
CHF/VE	-	**AA -**	-	**AA -**	-	**AA -**



038073 038074



038075 038079



038080 038082

thermoscientific

- **Speziell entwickelte Spitzen für die Rainin Pipet-Lite**
- **Dünne Wände mit sehr geringer Adsorption**
- **im Rack, mit oder ohne ART hydrophobem Filter**
- **Kegelstumpfförmige Spitze für müheloses Anbringen und Abwerfen der Spitze**
- **Standard oder Low-retention mit geringer Oberflächenhaftung**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com