Kostengünstige Spitzen für Mikropipetten

Kostengünstige, universelle Spitzen, die für alle Marken von Mikropipetten und Routineanwendungen geeignet sind. In loser Schüttung verpackt (Beutel).



Art. Nr.	Farben	Volumen (µl)	Für Mikropipette	Verpackt zu	CHF/ VE
391452	Natur	0,5 - 10	Gilson, Sartorius Biohit*family*	1000	AA -
391453	Natur	0,5 - 10	Eppendorf Research Socorex	1000	AA -
391454	Natur	2 - 20	Eppendorf Reference	1000	AA -
391450	Gelb	2 - 200	Universal	1000	AA -
391455	Gelb	2 - 200	Gilson	1000	AA -
391456	Natur	2 - 300	Gilson, Finnpipette Sartorius Biohit*family*	1000	AA -
391457	Natur	10 - 300	Eppendorf, Gilson Sartorius Biohit*family*	1000	AA -
391451	Blau	100 - 1000	Gilson, Socorex Sartorius Biohit*family*	1000	AA -
391458	Blau	1000 - 5000	Gilson, Socorex	250	AA -
391459B	Natur	1000 - 5000	Eppendorf	250	AA -
391460	Natur	1000 - 5000	Finnpipette	250	AA -
391461	Natur	100 - 10000	Gilson, Socorex, Finnpipette	100	AA -

EpT.I.P.S. Spitzen GELoader 0,5 - 20 µl Eppendorf



Lange, konisch zulaufende Spitze für eine beschädigungsfreie Gelabgabe.

- **Für Research plus, Reference und Xplorer Mikropipetten**
- **Hohe Genauigkeit**
- **Gesamtlänge : 62 mm, Kapillarlänge : 15 mm**
- **Außen-Ø 0,3 mm, Innen-ø: ca. 0,12 mm**
- **Volumen: 0,5 - 20 µl**
- **Autoklavierbar (121 °C, 20 min)**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF 2 Racks zu 96
033202	Spitze epT.I.P.S. Eppendorf GELoader	AA -

Kapillarspitzen für FEMTOTIPS Mikroinjektion



Kapillaren für die Mikroinjektion. 2 Modelle:

- Femtotips® : für die reproduzierbare Injektion von adhärenten Zellen; 0,5 x 1 µm ;
- Femtotip II: für die reproduzierbare Injektion von adhärenten und Suspensionszellen; øint x øext : 0,5 x 0,7 µm.

- **Steril**
- **Streng definiertes Licht**
- **Keine Schnellmontageschrauben**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 20
034902	Femtotip II-Kapillaren	AA -

Microloader™ Scharfe Spitze



- **Lange Filamentspitze**
- **Geeignet für die Befüllung von Mikroinjektionskapillaren von hinten**
- **Passt auf Eppendorf 10 µl Pipetten**
- **In autoklavierbarem Rack**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF Zu 2 x 96
034903	Microloader-Spitze	AA -

Kapillarmikropipetten für PCR



Die Kapillaren sind mit einem Verdrängerkolben aus Edelstahl ausgestattet. In Boxen mit 100 Kapillaren + 100 Kolben.

- **Aerosolfrei**
- **Echte Probenmessung, unabhängig von der Viskosität**
- **Autoklavierbar**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
075040	Kapillarmikropipetten für PCR 5 µl	100	AA -
075041	Kapillarmikropipetten für PCR 10 µl	100	AA -