Varipette® Eppendorf

eppendorf

Pipette für große Volumina von 1 bis 10 ml

Verdrängermikropipette für Volumina bis zu 10 ml. Gut geeignet für zähflüssige Flüssigkeiten und hohen Dampfdruck. Die Varipette® nimmt zwei Arten von Dosierspritzen auf:

- der Varitip PSpritze zum Aufsaugen von 1 bis 10 ml in flachen Behälter;
- der Varitip S, bestehend aus einer kurzen Spritze und einer langen Maxitip-Spitze von 10 ml (separat zu bestellen), wird zum Aufsaugen von Flüssigkeiten vom Boden tiefer Fläschchen oder Röhrchen verwendet. Ein spezielles Ventil kann auch hinzugefügt werden, um zu verhindern, dass sich bei Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck Tröpfchen an der Spitze bilden.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
033067	Varipette 10 ml 4720	1	AA -
033068	Varitip P Spritzen	100	AA -
033069	Varitip S Spritzen	30	AA -
033070	Maxitip 10 ml für Varitip S	200	AA -
033072	Ventil für Varitip S	100	AA -
033073	Adapter für Eppendorf Karussell-Rack	1	AA -



Pos-D™-Verdrängungspipette

RAININ
Pipetting 360°

- **Konzipiert für Flüssigkeiten mit hoher Dichte, Viskosität oder hohem Dampfdruck**
- **Mit Kapillaren und Einwegkolben**
- **Positive Verdrängungspipette verhindert Kontamination durch Aerosole, der Proben oder der Pipette**
- **Beweglicher Kolben in einer Kunststoffkapillare in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit**

Art. Nr.	Modell POS-D	Volumen (µl)	Kapillaren entsprechend	Schrittweite (µl)	CHF
711321	10 µl	0,5 - 10	C-10	0,02	AA -
711322	25 µl	3 - 25	C-25	0,02	AA -
711323	50 µl	20 - 50	C-50	0,02	AA -
711324	100 µl	10 - 100	C-100	0,2	AA -
711325	250 µl	50 - 250	C-250	0,2	AA -
711326	1000 µl	100 - 1000	C-1000	2	AA -



Kapillar-Kolben-Set Pos-D™

- **Kapillaren und Kolben in einem Rack von 60**
- **Steril**

Art. Nr.	Typ	Volumen (µl)	VE	CHF/ VE
711327	C-10	10	3 x 60	AA -
711328	C-25	25	3 x 60	AA -
711329	C-50	50	3 x 60	AA -
711330	C-100	100	3 x 60	AA -
711331	C-250	250	3 x 60	AA -
711332	C-1000	1000	3 x 60	AA -

Direktverdrängerpipetten Transferpettor BRAND

Transferpettor-Pipetten - variables Volumen

Volumen (µl)	Schrittweite (µl)	Farben	Art. Nr.	CHF	Ersatzteile: Kapillaren Art. Nr.	Kapillaren CHF	Kolben Art. Nr.	Kolben CHF	Kolbenstange Art. Nr.	Kolbenstange CHF
2,5 - 10	0,01	Orange	781931	AA -	042407	AA -	-	-	781965	AA -
5 - 25	0,1	Weiß	674331	AA -	090618	AA -	701920	AA -	781966	AA -
10 - 50	0,1	Grün	674332	AA -	781695	AA -	781694	AA -	781967	AA -
20 - 100	0,1	Blau	781652	AA -	674328	AA -	781953	AA -	781968	AA -
100 - 500	1	Grün	781932	AA -	781949	AA -	781954	AA -	-	-
200 - 1.000	1	Gelb	781650	AA -	781757	AA -	781758	AA -	-	-
1.000 - 5.000	10	Rot	7028-10	AA -	781951	AA -	781955	AA -	-	-
2.000 - 10.000	10	Orange	781651	AA -	781952	AA -	781957	AA -	-	-

Transferpettor-Pipetten - festes Volumen

Volumen (µl)	Farben	Art. Nr.	CHF	Ersatzteile: Kapillaren Art. Nr.	Kapillaren CHF	Kolben Art. Nr.	Kolben CHF	Kolbenstange Art. Nr.	Kolbenstange CHF
1	Weiß	781933	AA -	042406	AA -	-	-	781964	AA -
2	Weiß	781934	AA -	042406	AA -	-	-	781964	AA -
5	Weiß	781935	AA -	042406	AA -	-	-	781964	AA -
10	Orange	781937	AA -	042407	AA -	-	-	781965	AA -
20	Schwarz	781938	AA -	091499	AA -	701920	AA -	781966	AA -
25	Weiß	781939	AA -	090618	AA -	701920	AA -	781966	AA -
50	Grün	781943	AA -	781695	AA -	781694	AA -	781967	AA -
100	Blau	781403	AA -	674328	AA -	781953	AA -	781968	AA -
200	Rot	781409	AA -	674328	AA -	781953	AA -	781969	AA -

Konzipiert für Flüssigkeiten mit hoher oder niedriger Viskosität, hoher Dichte, hohem Dampfdruck und Neigung zum Schäumen.



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
781962	Rack für 4 Pipetten bis 200 µl	AA -
781963	Rack für 2 Pipetten 0,5 bis 10 ml	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com