MICROMAN® E Gilson

GILSON

Verdrängermikropipetten mit Einweg-Kapillarkolben (KK), besonders geeignet für schwierige Flüssigkeiten.

- **Ideal für viskose, flüchtige, dichte, kontaminierte oder gefährliche Proben**
- **Ausschaltung des Risikos einer Kontamination durch Aerosole (Einweg-KK)**
- **Erhältlich mit Kalibrierungszertifikat nach ISO 17025 (COFRAC zugelassen)**

MICROMAN® E







MICROMAN® E

- **QuickSnap"-Vorrichtung : Befestigt den KK so einfach wie eine Standardpipettenspitze**
- **Volumenverriegelung für präzise Einstellung ohne Risiko einer Veränderung**
- **Front Display**
- **Neue Spoilerform und großer Druckknopf**

Typ	Volumen	Art. Nr. MICROMAN E	CHF
M10	1 - 10 µl	070089	397 -
M25	3 - 25 µl	070090	397 -
M50	20 - 50 µl	070091	397 -
M100	10 - 100 µl	070092	397 -
M250	50 - 250 µl	070093	397 -
M1000	100 - 1000 µl	070094	397 -



Kapillar-Kolben-Set (KK)

- **Sehr hohe Genauigkeit bei schwierigen Proben**
- **Die Modelle CP10 und CP100 sind autoklavierbar**
- **Je nach Modell im Rack und in loser Schüttung**
- **RNase-, DNase-, DNA- und Proteasefrei für sterile Modelle**

Volumen (µl)	Typ	Für Micromann	Art. Nr.	Steril	im Rack	VE/ Box	CHF/ Box
1 - 10	CP10	M10	066115	Nein	Ja	192	106 -
	CP10	M10	066116	Nein	Ja	960	439 -
	CP10ST	M10	066117	Ja	Ja	192	128 -
	CP10ST	M10	066118	Ja	Ja	960	514 -
3 - 25	CP25	M25	067494	Nein	Ja	960	444 -
	CP25	M25	066119	Nein	Nein	200	95 -
20 - 50	CP50	M50	067495	Nein	Ja	960	439 -
	CP50	M50	066120	Nein	Nein	200	95 -
10 - 100	CP100	M100	066121	Nein	Ja	192	106 -
	CP100	M100	066122	Nein	Ja	960	439 -
	CP100ST	M100	066123	Ja	Ja	192	128 -
	CP100ST	M100	066124	Ja	Ja	960	514 -
50 - 250	CP250	M250	067496	Nein	Ja	960	439 -
	CP250	M250	066125	Nein	Nein	200	95 -
100 - 1000	CP1000	M1000	066414	Nein	Ja	182	106 -
	CP1000ST	M1000	066222	Ja	Ja	182	128 -



CP1000 im Rack



Acura® capillar 846 Verdrängermikropipette



- **Verjüngte Form, ergonomische Fingerauflage**
- **Sanfte Aktivierung des Kolbens**
- **Zuverlässige Volumenauswahl, jede Pipette verfügt über 5 leicht auswählbare Festvolumina**
- **Farbcodierung auf Pipette, Kolben und Kapillarröhrchen**
- **Kolben aus Edelstahl/PTFE**

Mikropipetten Acura® capillar 846			Kapillarröhrchen			Ersatz-Kolben		
Art. Nr.	Volumen (µl)	CHF	Art. Nr.	VE	CHF VE	Art. Nr.	VE	CHF VE
061945	1-2-4-5	303 -	061241	200	68,70 -	061246	5	23,75 -
061946	5-10-15-20-25	303 -	061242	200	68,70 -	061247	5	56,55 -
061947	10-20-30-40-50	303 -	061243	200	68,70 -	061248	5	56,55 -
061948	60-75-80-90-100	303 -	061244	200	137,35 -	061249	5	56,55 -
061949	100-120-150-175-200	303 -	061245	100	73,75 -	061250	5	56,55 -

061257



Halterung

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
061257	Halter 340 für 3 Mikrodispenser	95,95 -