Mikropipette Multipette® M4 Eppendorf

Manueller Reagenzienspender mit Combitips® Advanced-Spritzen. Für die präzise Dosierung aller Arten von Flüssigkeiten ohne das Risiko einer Aerosol-Kontamination.

- **Einfache und fehlerfreie Handhabung**
- **Automatische Erkennung des Combitips mit Anzeige des gewählten Volumens**
- **Dosierzähler auf dem Bildschirm**
- **Breites Spektrum an Dosiervolumen mit 9 Combitip-Größen von 1 µl bis 10 ml**
- **20 Volumina zur Auswahl pro Combitip : 112 Größen verfügbar**
- **Auswerfen des Combitips mit Hilfe des Dispensers**
- **Volumenwahl mit dem Daumen**
- **Optimierter Griff für alle Körpertypen, sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet**
- **20% weniger Gewicht als die Multipette® Plus**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
933049	Multipette® M4 mit Halterung (wandmontiert, für Pipetten)	AA -
933050	Multipette® M4 Starter Kit : Multipette® M4, Combitip Rack, Combitip, mit Halterung (Wand und/oder Karussell)	AA -
933039	Eppendorf TrackIT Enthält Software und RFID Lesegerät	AA -
045322	Batterie für Multipette®	AA -



Multipette® M4 mit Wandhalterung

Eppendorf E3 / E3x Elektronische Multipipette® Mikropipette

Programmierbare, multifunktionale, elektronische Verdrängungspipetten.
2 Modelle:

- Multipette® E3 : für Standardanwendungen (Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren)
- Multipette® E3x : zusätzlich zu den Standardanwendungen, Aspiration/Dispensieren, Überstandsaspiration, Titration, sequentielles Dispensieren

- **Verdrängerbetrieb**
- **Anwendungswahlrad, Schnelleinstelltasten für Parameter**
- **Automatische Volumenanzeige durch die automatische Erkennung des Combitip® Advanced**
- **Über 2500 Volumina verfügbar von 1 µl bis 50 ml**
- **Auswerfen des Combitips durch separate Taste**
- **Lieferung mit Ladegerät, Li-Ionen-Akku und EN ISO 8655 Konformitätszertifikat**
- **Speicherung der 5 gebräuchlichsten Protokolle**
- **Garantie: 2 Jahre**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
933170	Multipette® E3, mit Ladestation und Combitips®-Sortiment Advanced	AA -
933171	Multipette® E3x, mit Ladestation und Combitips®-Sortiment Advanced	AA -
933172	Multipette® E3, mit Ladestation 933911 und Combitips®-Sortiment Advanced	AA -
933173	Multipette® E3x, mit Ladestation 933911 und Combitips®-Sortiment Advanced	AA -

ViscoTip 10 ml Eppendorf

Speziell entwickelt für die Handhabung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität, wie z. B. Glyzerin 99,5%, Tween, Öle, Cremes.

- **Für Flüssigkeiten mit einer Viskosität zwischen 200 mPa.s und 14.000 mPa.s**
- **Volumen: 10 ml**
- **Volumen min/max : 10 - 10000 µl**
- **Farbcode: doppelt orange**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
934187	ViscoTip 10 ml Eppendorf	100	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com