Combitips® Advanced Eppendorf

eppendorf



VIDEO

Geben Sie die Referenz auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Geben Sie die Referenz auf www.milian.com ein, um den Eppendorf Reinheitsgrad Leitfaden zu finden



WEB

Kompatibel mit: Miltipette® M4, Mutipette® E3 und E3X, Multipette® Plus 4980 und 4981, Multipette® Stream und Xstream, Multipette® Pro, EDOS 5222, Multipette® 4780

Erhältlich in:

- standardqualität pro 4 Beutel à 25 Stück
- PCR clean pro 4 Beutel à 25 Stück
- biopur-Qualität, einzeln verblistert, garantiert steril, pyrogenfrei, DNA-frei, ATP-frei und RNase-frei
- Forensic DNA Qualität : ISO 18385 zertifiziert, frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitor

- **9 Größen von Combitips® Advanced: Volumenbereich von 0,1 bis 50 ml**
- **Farbcodierung zur schnellen und fehlerfreien Identifizierung der gewünschten Combitips®**
- **Lange zulaufende Spitzen: die Modelle mit 2,5 - 5 und 10 ml reichen bis zum Boden der Röhrchen, so dass sie ohne Probenverlust entleert werden können**
- **Praktisch: Lieferung mit einem Verpackungsdiener**
- **Option: Combitip Rack für einhändige Bedienung**

Vol. (ml)	Mit Multipette® M4			Mit Multipette® E3 / E3X			Farbcode	Combitips® Advanced							
								Standard		PCR Clean		Biopur		Forensic DNA	
	Min/Max Volumen	Schrittweite (µl)	Max. verteiltes Volumen	Min/Max Volumen	Schrittweite (µl)	Max. verteiltes Volumen		Art. Nr.	CHF zu 100	Art. Nr.	CHF zu 100	Art. Nr.	CHF zu 100	Art. Nr.	CHF zu 100
0,1	1 - 20 µl	1 µl	20 µl	1 - 100 µl	0,1 µl	0,1 ml	Weiß	033082B	AA -	035746	AA -	033091B	AA -	-	-
0,2	2 - 40 µl	2 µl	40 µl	2 - 200 µl	0,2 µl	0,2 ml	Hellblau	033083B	AA -	035747	AA -	033092B	AA -	-	-
0,5	5 - 100 µl	5 µl	100 µl	5 - 500 µl	0,5 µl	0,5 ml	Violett	033084B	AA -	035748	AA -	033093B	AA -	-	-
1	10 - 200 µl	10 µl	200 µl	10 µl - 1 ml	1 µl	1 ml	Gelb	033085B	AA -	035749	AA -	033094B	AA -	933920	AA -
2,5	25 - 500 µl	25 µl	500 µl	25 µl - 2,5 ml	2,5 µl	2,5 ml	Grün	033086B	AA -	035750	AA -	033095B	AA -	933921	AA -
5	50 - 1.000 µl	50 µl	1.000 µl	50 µl - 5 ml	5 µl	5 ml	Blau	033087B	AA -	035751	AA -	033096B	AA -	933922	AA -
10	100 - 2.000 µl	100 µl	2.000 µl	100 µl - 10 ml	10 µl	10 ml	Orange	033088B	AA -	035752	AA -	033097B	AA -	-	-
25	250 - 5000 µl	250 µl	5000 µl	250 µl - 25 ml	25 µl	25 ml	Rot	033089B	AA -	035753	AA -	033098B	AA -	-	-
50	500 - 10 000 µl	500 µl	10 000 µl	500 µl - 50 ml	50 µl	50 ml	Grau	033090B	AA -	035754	AA -	033099B	AA -	-	-



Verpackung mit Verpackungsdiener

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Farben	VE	CHF/ VE
033100B	Combitips® Advanced Adapter 25 ml	Rot	1	AA -
033101B	Combitips® Advanced Adapter 50 ml	Hellgrau	1	AA -
033102B	Combitips®-Adapter Advanced Biopur 25 ml, steril	Rot	7	AA -
033103B	Combitips® Advanced Biopur Adapter 50 ml, steril	Hellgrau	7	AA -
033106B	Combitip-Ständer mit Deckel für 8 Combitips® Advanced von 0,1 bis 10 ml		1	AA -