DISTRIMAN® Gilson

Verdrängungspipette für wiederholtes Dosieren.
Dispensiert Volumina von 1 µl bis 1000 µl mit drei DistriTips.

- **Bis zu 125 Aliquots pro DistriTips**
- **Ohne Umrechnungstabelle: einfach das Volumen des Distritip und das zu liefernde Volumen auf dem DISTRIMAN® anzeigen.**
- **DistriTips sind frei von RNase, DNase, DNA, RNA und Proteasen**
- **Standard- oder sterilisierte DistriTips in Einzelverpackung**



DISTRIMAN® Gilson

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
066134	DISTRIMAN® Gilson	AA -

DistriTips Gilson

Art. Nr.	Modell	Gesamt-volumen	Sterilisiert	Volume Verteiltes Vol.	VE	CHF/ VE
066135	Micro	125 µl	Nein	1 µl bis 12,5 µl	50	AA -
066136	Mini	1250 µl	Nein	10 µl bis 125 µl	50	AA -
066137	Maxi	12,5 ml	Nein	100 µl bis 1,25 ml	50	AA -
066138	Micro	125 µl	Ja*	1 µl bis 12,5 µl	50	AA -
066139	Mini	1250 µl	Ja*	10 µl bis 125 µl	50	AA -
066140	Maxi	12,5 ml	Ja*	100 µl bis 1,25 ml	50	AA -

* Einzelverpackung

Einstellbare Repetierpipette Stepper 416

NEU

- **Gibt bis zu 73 Dosen mit einem Volumen von 10 µl bis 5 ml ohne Daumeneingabe ab**
- **Einstellknöpfe zur Anzeige der Anzahl der Dosen und der Volumina**
- **Ein Verriegelungsmechanismus verhindert Dosierungsfehler, wenn die Spritze fast leer ist**
- **Im Lieferumfang sind drei Ecosep-Spritzen enthalten, die den Bereich von 10 µl bis 5 ml abdecken**
- **Garantie: 2 Jahre**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
350413	Stepper 416 wird mit 3 farbcodierten Wahltasten, Adapter und Ecostep-Probenspritzen geliefert	AA -
061010	Halter transparent für Stepper	AA -
061011	Zusätzliche Adapter für die rote Ecostep-Spritze (zu 5)	AA -

Ecostep-Spritzen

Endo-toxin · DNase RNase · Human DNA · Pyrogen

Zwei Vorführungen
- ecostep-Spritzen in loser Schüttung, Nicht steril ;
- ecostep Sterilspritzen Bioproof™ zertifiziert frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und Pyrogen (Endotoxin) - individuelles Zertifikat auf Anfrage.

		Lose		Steril, Einzelverpackung	
Volumen	Knopf-Farbe	Art. Nr.	CHF/ Box zu 100*	Art. Nr.	CHF/ Box zu 50*
0,75 ml	Gelb	985184	AA -	985185	AA -
3,75 ml	Blau	985186	AA -	985187	AA -
37,5 ml	Rot	985188	AA -	985189	AA -
0,75/ 3,7 und 37,5 ml	Gelb, Blau und Rot	350352*	AA -	350353*	AA -

* Sortiment der 3 Volumina - Preis für die Box mit 60 Stück.

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com