Dispenser Tips 3D



Die 3D Dispenser Tips werden für das wiederholte Dispensieren von Volumina zwischen 10 µl und 5 ml verwendet und sind perfekt auf die Eppendorf Multipette 4780 abgestimmt. Sie sind in sechs Volumina erhältlich: 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 12,5 ml, 25 ml und 50 ml, in steriler Einzelverpackung oder Nicht steriler Ausführung. Die 3D-Dispenserspitzen bestehen aus Polypropylen und sind graduiert.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
070501	0,5	Nein	50	100	AA -
070511	0,5	Ja	1	100	AA -
070502	1,25	Nein	50	100	AA -
070512	1,25	Ja	1	100	AA -
070503	2,5	Nein	50	100	AA -
070513	2,5	Ja	1	100	AA -
070504	5	Nein	50	100	AA -
070514	5	Ja	1	100	AA -
070505	12,5	Nein	25	100	AA -
070515	12,5	Ja	1	100	AA -
070507	25	Nein	25	25	AA -
070517	25	Ja	1	25	AA -
070506	50	Nein	5	25	AA -
070516	50	Ja	1	25	AA -

Adapter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
071385	Adapter 25 ml	AA -
071386	Adapter 50 ml	AA -

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um die Korrespondenz-Tabelle zwischen den Dispenser Tips 3D und der Multipette 4780 zu finden

Acura® 865 Socorex Mikrodosierpipetten mit variablem Volumen



Mikrodosierpipetten für die kontinuierliche Dosierung von Mikrovolumina.

- **Drei-Wege-Ventil für automatische Flüssigkeitsbefüllung**
- **Drei Modelle für einen Volumenbereich von 5 bis 2000 µl**
- **Vollständig autoklavierbar bei 121°C**
- **Seriennummer und individuelles Kalibrierungszertifikat**
- **Mehrere Stromversorgungsoptionen (siehe Zubehör)**
- **Lieferung mit 90 cm Silikonschlauch, Schaumstoffkanüle, Ventilkappe, Prüfzeugnis und Gebrauchsanweisung**

Art. Nr.	Volumen (µl)	Teilung (µl)	CHF
061370	5 - 50	0,1	AA -
061371	20 - 200	0,2	AA -
061372	100 - 1000	1,0	AA -

Zubehör finden Sie auf milian.com