
Verteiler für Mikrotiterplatten

Aus Edelstahl und Teflon gefertigt, Mikroplatten-Dispenser-Rechen inert und autoklavierbar.

- **Für Absaugung und Verteilung**
- **Luer Lock Anschluss**
- **Geliefert mit einem Reinigungswerkzeug**
- **Außen-Ø x Innen-Ø der Spitzen: 0,8 x 0,4 mm**

Art. Nr.	Form	Anzahl Spitzen	Für Platten	Abstand Spitze - Spitze (mm)	Länge Spitze (mm)	CHF
075028	Aufrecht	4	96 Wells	9	11	**AA -**
075029	Aufrecht	8	96 Wells	9	11	**AA -**
075030	Gebogen	8	96 Wells	9	11	**AA -**
075031	Aufrecht	12	96 Wells	9	11	**AA -**
075032	Aufrecht	4	24 Wells	20	17,5	**AA -**
075033	Gebogen	4	24 Wells	20	17,5	**AA -**
075034	Gebogen	12	96 Wells	9	11	**AA -**
075035	Aufrecht	24	384 Wells	4,5	11	**AA -**
075036	Aufrecht	16	384 Wells	4,5	11	**AA -**
075037	Gebogen	24	384 Wells	4,5	11	**AA -**
075038	Gebogen	16	384 Wells	4,5	11	**AA -**
075039	Kappe für Spitze	-	-	-	-	**AA -**



Drummond kalibrierte Mikropipetten - Hohe Präzision

Diese hochpräzisen, flammenpolierten Glaskapillaren sind mit einer Genauigkeit von ± 0,5 % streng kalibriert.
In einer Box mit 250 Stück, mit einem Saugschlauch.

- **Farbcode**
- **Gedrucktes Volumen**
- **Eichlinie**

Ansaugschlauch

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
075056	Ansaugschlauch (38 cm)	**AA -**





Volumen (µl)	5	10	20	25	30	40	44,7
Farbcode	Weiß	Orange	Schwarz	Doppelt Weiß	Doppelt Schwarz	Gelb	Violett / Blau
Art. Nr.	**075043**	**075044**	**075045**	**075046**	**075047**	**075048**	**075049**
CHF Box zu 250	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Volumen (µl)	50	75	100	200	100/200	graduiert 1 bis 5
Farbcode	Grün	Violett	Blau	Rot	Rot	Weiß
Art. Nr.	**075050**	**075055**	**075057**	**075052**	**075053**	**075054**
CHF Box zu 250	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Kalibrierte Kapillarmikropipetten Ringcaps Hirschmann

- **Aus Duranglas**
- **Kalibriert, farbkodiert**
- **Konformitätsbescheinigung**
- **ISO 755, CE gemäß 98/79 EG**

Art. Nr.	Marke	Volumen (µl)	VE	CHF/ Box	Art. Nr.	Marke	Volumen (µl)	VE	CHF/ Box
090511	5	1 - 5	250	**AA -**					
090512	1	10	250	**AA -**	**090519**	1	200	100	**AA -**
090513	1	20	250	**AA -**	**090520**	2	5 + 10	250	**AA -**
090514	1	25	250	**AA -**	**090521**	2	20 + 40	250	**AA -**
090515	1	40	250	**AA -**	**090522**	2	50 + 100	250	**AA -**
090516	1	44,7	250	**AA -**	**090523**	2	100 + 200	100	**AA -**
090517	1	50	250	**AA -**	**090524***	1	44,7	250	**AA -**

* Heparinisierte Version



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com