Microcaps Drummond



Mikropipetten-Kapillaren mit einer Gesamtkapazität, die von Ende zu Ende um ein bestimmtes Volumen kalibriert ist.

- **Hohe Genauigkeit (± 1 %)**
- **Einweg**
- **Borosilikatglas**

Birne - Silikonspitze

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
075180	Saugball und Röhrchenhalter für Microcaps	1	**6,20 -**
075181	Kapillarhalter aus Silikon	3	**6,20 -**

Microcaps

Volumen (µl)	0,1	0,25	0,5	1	2	3	3,33
Länge (mm)	16	32	32	32	32	32	36
Außen-Ø x Innen-Ø (mm)	0,53 x 0,09	0,53 x 0,09	0,56 x 0,14	0,64 x 0,20	0,76 x 0,28	0,84 x 0,35	0,86 x 0,34
Art. Nr.	**075069B**	**075070**	**075071**	**075072B**	**075073**	**075074**	**075075**
CHF Box zu 100	**AA -**	**74,85 -**	**74,85 -**	**AA -**	**74,95 -**	**74,85 -**	**71,60 -**
Volumen (µl)	4	5	6	6,66	7	8	9
Länge (mm)	32	32	38	42	45	44	49
Außen-Ø x Innen-Ø (mm)	0,84 x 0,4	0,93 x 0,44	0,9 x 0,45	0,86 x 0,34	0,9 x 0,45	0,9 x 42	0,9 x 0,48
Art. Nr.	**075076**	**075077B**	**075078**	**075110**	**075079**	**075080**	**075081**
CHF Box zu 100	**71,55 -**	**AA -**	**71,60 -**	**74,85 -**	**71,55 -**	**71,60 -**	**71,55 -**
Volumen (µl)	10	15	20	25	30	35	40
Länge (mm)	41	54	64	65	78	70	46
Außen-Ø x Innen-Ø (mm)	0,8 x 0,56	0,86 x 0,6	0,9 x 0,63	0,97 x 0,70	0,97 x 0,70	1 x 0,8	1,4 x 1
Art. Nr.	**075082**	**075083**	**075084**	**075085**	**075086**	**075087**	**075088**
CHF Box zu 100	**74,95 -**	**71,60 -**	**74,95 -**	**71,60 -**	**71,60 -**	**71,55 -**	**74,95 -**
Volumen (µl)	44,7	50	75	80	100	200	-
Länge (mm)	52	100	101	91	116	127	-
Außen-Ø x Innen-Ø (mm)	1,4 x 1	1,1 x 0,8	1,3 x 0,9	1,4 x 1	1,4 x 1	1,9 x 1,5	-
Art. Nr.	**075089**	**075090**	**075091**	**075092**	**075094**	**075095**	**-**
CHF Box zu 100	**71,60 -**	**74,95 -**	**71,60 -**	**74,95 -**	**74,95 -**	**74,85 -**	**-**

Kapillaren mit anderen Volumina sind auf Anfrage erhältlich.

Hämatokrit-Röhrchen



Hämatokritröhrchen aus Glas

- **Glas-Kapillar-Hämatokrit-Röhrchen**
- **Farbcode**
- **Hochpräzise Kapillare**
- **Länge: 75 mm oder 100 mm**
- **Mit oder ohne Heparin**

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbcode	Länge (mm)	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Volumen ca. (µl)	Verpackt zu	CHF/ VE
090525	Hämatokritröhrchen	Blau	75	1,3 - 1,4	0,9 - 1	60	10 x 100	**30,95 -**
090526	Hämatokritröhrchen	Blau	75	1,5 - 1,6	1,1 - 1,2	75	10 x 100	**30,95 -**
090527	Natriumheparin Hämatokritröhrchen	Rot	75	1,3 - 1,4	0,9 - 1	60	10 x 100	**35,35 -**
090528	Natriumheparin Hämatokritröhrchen	Rot	75	1,5 - 1,6	1,1 - 1,2	75	10 x 100	**35,35 -**
090529	Hämatokritröhrchen Natriumheparin	Ohne	100	1,5 - 1,6	1,1 - 1,2	100	10 x 100	**63 -**
090530	Hämatokrit Ammonium Heparin Röhrchen	Grün	75	1,3 - 1,4	0,5 - 0,6	18	10 x 100	**74,25 -**
090531	Wachsplatte						3	**14,25 -**

Hämatokritröhrchen aus Kunststoff 75 mm

Kapillarröhrchen aus Polycarbonat Plasticrit mit einer mit Glas vergleichbaren Präzision.
Keine Bruchgefahr. Diese Kapillaren entsprechen den FDA- und CDC-Normen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF Box
075127	Hämatokritröhrchen aus Polycarbonat 75 mm	200	**46,70 -**
075128	Hämatokritröhrchen aus heparinisiertem Polycarbonat 75 mm	200	**53,40 -**

Hemato-Clad Mylar-beschichtete Glas-Hämatokrit-Röhrchen

Mit einem Plastifizierungsmittel beschichtete Glasröhrchen, Mylar.
Schützt den Benutzer im Falle eines Bruchs vor Glassplittern und Aerosolen.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF Box
075129	Mylar-Hämatokrit-Röhrchen 75 mm	200	**47,90 -**
075130	Heparinisierte Mylar Hämatokritröhrchen 75 mm	200	**56,90 -**