Mikroinjektor Nanoject Drummond

Mikropipette für die Injektion von Nanovolumina.

Für Elektrophysiologie, Stereotaxis und Tierinjektionen.

Ausgestattet mit einem hochpräzisen Verdrängermotor, gewährleistet die Nanoject II-Mikropipette wiederholbare und genaue Dosiervolumina unter Verwendung von Kapillaren.
Nanoject III ist programmierbar in Bezug auf Injektionsvolumen, Geschwindigkeit, Anzahl der Injektionen und Intervalle zwischen den Injektionen.

Beide Nanojects komplett mit :
- Injektionsmikropipette ;
- elektronisches Steuergerät ;
- 1 Kapillarboxen L = 8,8 mm ;
- 1 Kapillarboxen L = 17,7 mm ;
- 1 x 30G Nadel für Kapillarfüllung ;
- nanoject Universal-Montageadapter
- Wartungszubehör.

Der Mikromanipulator muss separat bestellt werden.



	Nanoject II	Nanoject III
Volumenbereich (Nanoliter)	2,3 - 69	0,06 - 999,9
Einspritzgeschwindigkeit (Nanoliter/Sek.)	23 - 46	10 - 200
Programmierbar	Nein	8 konfigurierbar
O-Ring	3	Nein
Art. Nr.	**075058**	**075250**
CHF	**AA -**	**AA -**



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
075059	Kapillare L = 8,8 cm	**AA -**
075060	Kapillare L = 17,7 cm	**AA -**
075062	Nadel 30G	**AA -**
075063	Fußschalter fakultativ für Nanoject II	**AA -**
075251	Fußschalter fakultativ für Nanoject III	**AA -**






Mikromanipulator


Mikromanipulator, angepasst an die Verwendung des Nanoject II, mit mikrometrischer Schraubeneinstellung (1/100 mm).
- X-Achse: 37 mm Hub
- Y-Achse: 20 mm Hub
- Z-Achse: 25 mm Hub

Es wird auf einem kippbaren Sockel oder einem festen Standfuß montiert (siehe Abbildung).
L x B: 130 x 60 mm.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
075064	Mikromanipulator (Linksstellung)	**AA -**
075065	Mikromanipulator (Rechtsstellung)	**AA -**
075067	Adapter universal zur Befestigung des Nanoject	**AA -**
075068	Fixer Halter mit Stiften	**AA -**



075064



075065

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com