Columbia (Agar)

Zum Nachweis von langsam wachsenden Keimen. Kann mit oder ohne Zusatz von Blut verwendet werden.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydriertes Medium und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C, unter 5-10 % CO_2 Atmosphäre für 48 h**

Dehydrierte Basis

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777223	Columbia-Trockenmedium USP / ISO 10272 / ISO 11133 / Europäisches Arzneibuch - Condalab	500 g	AA -

Ergänzungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777795	Selektiver Zusatz für die Isolierung von Neisseria und Haemophilus - Condalab	5 x 2 Flaschen	AA -
777528	Selektiver Zusatz CNV (Vancomycin/Colistin/ Nystatin) für die Isolierung von Neisseria spp - Condalab	10 Flaschen	AA -
777804	Selektiver Zusatz CNT (Vancomycin/Colistin/ Nystatin/Trimethoprim) für die Isolierung von Neisserien - Condalab	10 Flaschen	AA -
777803	VCAT (Vancomycin/Colistin/Namphotericin/ Trimethoprim) selektiver Zusatz für die Isolierung von Neisserien - Condalab	10 Flaschen	AA -
777778	Selektive NAC-Ergänzung (Colistin/ Nalidixinsäure) für die Isolierung von Staphylokokken, Streptokokken und Penumokokken - Condalab	10 Flaschen	AA -
777769B	Selektiver Zusatz für die Isolierung von Brucella spp - Condalab	30 Flaschen	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693354	Columbia Agar ClearLine® - 100 ml Flasche	10	AA -

D/E-Zählung (Dey-Engley) Neutralisator (Brühe)

Wird für die Bestimmung von Antiseptika und Desinfektionsmitteln verwendet.

- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 37 °C für 48 h**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693397	90 ml Flasche D/E Neutralisierungsbrühe - ClearLine®	10	AA -
693355	100 ml Flasche D/E Neutralisierungsbrühe - ClearLine®	10	AA -

Verdünner pH 7

Wird für die Erforschung einer vielfältigen Flora verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693426	9-ml-Tube pH-7-Verdünner - ClearLine®	100	AA -

Verdünner pH 7 mit Neutralisator

Wird für die Erforschung einer vielfältigen Flora verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693427	9-ml-Röhrchen mit pH-7-Verdünnungsmittel und Neutralisationsmittel - ClearLine®	100	AA -
693446	200 ml Flasche pH 7 Verdünner mit Neutralisator - ClearLine	6	AA -
693442	300 ml Flasche pH 7 Verdünner mit Neutralisator - ClearLine	4	AA -

Verdünnungsmittel pH 7 mit Tween 80 (1%)

Wird für die Erforschung einer vielfältigen Flora verwendet. Der Zusatz von Tween 80 ermöglicht die Neutralisierung und bessere Homogenisierung bestimmter Zubereitungen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693309	9-ml-Röhrchen mit pH-7-Verdünnungsmittel mit Tween 80 (1%) - ClearLine	100	AA -
693398	90 ml Flasche pH 7 Verdünner mit Tween 80 (1%) - ClearLine	10	AA -
693359	100 ml Flasche pH 7 Verdünner mit Tween 80 (1%) - ClearLine	10	AA -

DRBC (Agar) - Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol

Empfohlen für den Nachweis und die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Lebens- und Futtermitteln mit einem aw ›' 0,95.

- **Lagerung: 2 - 8 °C**
- **Inkubation 25 °C für 2-5 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693360	100 ml Flasche DRBC-Agar - ClearLine®	10	AA -

Deoxycholat (Agar)

Für die Isolierung und Differenzierung von Gram (-)-Enteric Bacilli.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777231	Dehydriertes Desoxycholat-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -

Deoxycholat Laktose (Agar)

Zur Differenzierung und Isolierung von gramnegativen Enterobakterien.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777233	Dehydriertes Medium Deoxycholat-Laktose-Agar - Condalab	500 g	AA -

D.C.L.S. (Deoxycholat-Zitrat-Laktose-Saccharose-Agar)

Selektives Medium für Enterobacteriaceae, Salmonella und Shigella.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation 37 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777230	Dehydriertes Medium Deoxycholat-Zitrat-Laktose-Saccharose-Agar (D.C.L.S.) - Condalab	500 g	AA -

Traubenzucker (Agar)

Zur Differenzierung und Isolierung von gramnegativen Enterobakterien.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777234	Dehydriertes Dextrose-Agar-Medium - Condalab	500 g	AA -

D.R.C.M. - Differentialbrühe Clostridium verstärkt

Zur Auszählung von Slostridien nach der MPN-Methode in Wasser und Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 30 °C für 4 - 7 Tage**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777835	Dehydriertes Medium für Differenzialbrühe verstärktes Clostridium - Condalab	500 g	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com