Steriles destilliertes Wasser

Wird für Verdünnungen oder zur Herstellung von Bakteriensuspensionen verwendet.

- **Lagerung 2 - 25 °C**
- **Maximale Leitfähigkeit 10 µS/cm**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693310	10-ml-Röhrchen mit sterilem destilliertem Wasser - ClearLine®	100	AA -

Alkalisches Peptonwasser

Für die Anreicherung von Vibrio in Lebensmittelproben, Wasser.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydriertes Medium und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 Stunden**

Dehydriertes Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777171	Dehydriertes mittelalkalisches Peptonwasser - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693428	9-ml-Röhrchen mit alkalischem Peptonwasser - ClearLine	100	AA -
693456	225 ml Flasche alkalisches Kochsalzpeptonwasser - ClearLine	6	AA -

Gepuffertes Peptonwasser

Verdünner für die Vorbereitung von Lebensmittelproben. Es wird insbesondere als nicht-selektives Voranreicherungsmedium für den Nachweis von Salmonellen gemäß der Norm 6579, als Verdünnungsmittel für die Auszählung von Mikroorganismen gemäß der Norm 6887 und als Verdünnungsmittel für die Auszählung von Listeria monocytogenes gemäß der Norm EN ISO 11290-2 verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (dehydriertes Medium und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 37 ± 2 °C für 24 Stunden**

Dehydriertes Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777208	Dehydriertes Medium für gepuffertes Peptonwasser - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693429	9-ml-Röhrchen gepuffertes Peptonwasser - ClearLine®	100	AA -
693400	90 ml Flasche gepuffertes Peptonwasser - ClearLine®	10	AA -
994511	5-Liter-Beutel mit gepuffertem Peptonwasser - ClearLine®	55	AA -

Gepuffertes Peptonwasser mit Neutralisator

Verdünner für die Vorbereitung von Lebensmittelproben. Insbesondere für die Voranreicherung und für die Wiedergewinnung von Salmonellen vor der selektiven Anreicherung und Isolierung. Der Zusatz von Tween 80 ermöglicht die Neutralisierung und bessere Homogenisierung bestimmter Zubereitungen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 °C für 24 h**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693458	225 ml Flasche gepuffertes Peptonwasser mit Neutralisator (10%) - ClearLine®	6	AA -

Gepuffertes Peptonwasser doppelte Konzentration

Verdünner für die Vorbereitung von Lebensmittelproben. Die doppelte Pufferkonzentration ermöglicht die Verwendung mit stark sauren oder alkalischen Produkten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation: je nach Protokoll**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693335	225-ml-Flasche mit doppelt gepuffertem Peptonwasser - ClearLine	6	AA -

Gepuffertes Peptonwasser + Tween 80 (4 g/l)

Zur Rückgewinnung von Salmonellen aus Lebensmitteln vor einer selektiven Anreicherung und Isolierung.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 37 °C für 24 h**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693459	225 ml Flasche mit gepuffertem Peptonwasser + Tween 80 (4 g/l) - ClearLine®	6	AA -

Steriles physiologisches Wasser (0,85 %)

Wird für Verdünnungen oder zur Herstellung von Bakteriensuspensionen verwendet.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693462	2 ml Röhrchen mit sterilem physiologischem Wasser (0,85 %) - ClearLine®	6	AA -
693423	2 ml Röhrchen mit sterilem physiologischem Wasser (0,85 %) - ClearLine®	100	AA -


EG (Brühe)

Für den Nachweis und die Auszählung von Coliformen in Wasser und Lebensmitteln gemäß ISO 11133 / ISO 7251.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 44 ± 1 °C für 24 ± 2 - 48 ± 2 Std.**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777240	Dehydriertes Medium für EC-Agar - Condalab	500 g	AA -

E.coli coliform (chromogener Agar)



Medium für den Nachweis von E.coli und anderen coliformen Keimen in Wasser (Membranfiltration) und Lebensmittelproben.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777238	Chromogenes Agarmedium für den Nachweis von E. coli und Coliformen - Condalab	500 g	AA -