
E.coli Enterobakterien (chromogener Agar)

Chromogenes Medium für den gleichzeitigen Nachweis von E. coli und Enterobakterien in der Lebensmittelindustrie.

- **Lagerung: 2 °C - 8 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**




E.coli: dunkelblau - blau-grüne Kolonien
Enterobakterien: magentafarbene Kolonien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777916	Chromogenes Agar-Medium für E.coli - Enterobakterien - Condalab	500 g	AA -

E.coli O157 (chromogener Agar)

Selektives Medium für den Nachweis von E.coli O157:H7 in der Industrie.

- **Lagerung: 2 °C - 8 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777836	Chromogenes Basismedium für E.coli O157:H7 Nachweis - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

- **Cefixim-Tellurit. Zu rekonstituieren in 5 ml sterilem destilliertem Wasser**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777771	Cefixim-Tellurit Ergänzungsmittel - Condalab	10 Flaschen für 500 ml	AA -

EE (Brühe)

Für den Nachweis und die Auszählung von Enterobakterien nach der MPN-Methode.

- **Lagerung 2 - 8 °C**
- **Inkubation 37 ± 1 °C für 24± 2 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777241	Dehydriertes Medium Brühe EE (gemäß ISO 21528-1:2005) - Condalab	500 g	AA -

Elliker (Brühe)

Für die Kultur von Streptokokken und Laktobazillen in Milchprodukte

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 32 ± 2 °C für 18 - 48 h, außer für Streptococcus cremoris Inkubation bei 30 ± 2°C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777242	Dehydriertes Medium für Elliker-Brühe - Condalab	500 g	AA -

Endo (Brühe)

Zur Identifizierung von Enterobakterien.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 24± 2 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
778426	Endo Brühe dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Ergänzungen

- **Ethanol (20 ml)**
- **Fuchsin basic**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
4146012-CER	Ethanol - EPR zur Analyse	1 Liter	AA -
452842-CER	Basic Fuchsin - EPR für die Analyse	25 g	AA -

Endo (Agar)

Für die Bestimmung von Coliformen in Wasser, Milchprodukten und Lebensmitteln im Allgemeinen.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation 35 °C ± 2 °C für 18 - 24 Stunden**




Escherichia coli

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777243	Endo-Agar dehydriertes Medium - Condalab	500 g	AA -

Enterobacter sakazakii (chromogener Agar)

Für die Vermutung und Isolierung von Enterobakterien sakazakii.

- **Lagerung 8 - 15 °C**
- **Inkubation 44 °C für 24 h**



Grün/blaue Kolonien : E. sakazakii
Rote/farbige Kolonien : E. coli

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777838	Enterobacter sakazakii chromogener Agar-Trockenmedium - Condalab	500 g	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com