ESTY (Brühe)

Für die Isolierung und Auszählung von Milchstreptokokken in Milch und Milchprodukten.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777247	Dehydriertes Medium für ESTY-Agar - Condalab	500 g	AA -

ESTY (Agar)

Für die Auszählung von Thermophilus-Streptokokken in Joghurt.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 24 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777248	Dehydriertes Medium für ESTY-Agar - Condalab	500 g	AA -

Eugon LT100 (Brühe)

Zur Anreicherung von Mikroorganismen. Empfohlen für die Auszählung von aeroben mesophilen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen sowie Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus aureus.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (Dehydratisiertes Medium und gebrauchsfertiges Medium)**
- **Inkubation 30- 35 °C für 24 bis 72 Stunden**

Dehydriertes Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
778403	Dehydriertes Medium für Eugon-Brühe LT100 - Condalab	500 g	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693300	9-ml-Röhrchen Eugon-Brühe LT100 - ClearLine®	100	AA -
693401	90 ml Flasche eugon Brühe LT100 - ClearLine®	10	AA -

Ewing Malonat (Brühe)

Zur Differenzierung von Coliformen.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777251	Dehydriertes Medium für modifizierte Ewing-Malonat-Brühe - Condalab	500 g	AA -

Hefeextrakt (yeast extract)

Ein Inhaltsstoff, der als Stickstoffquelle in Medien verwendet wird.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777474	Hefeextrakt - Condalab	500 g	AA -

Malzextrakt (Malzextrakt)

Ein Inhaltsstoff, der als Stickstoffquelle in Medien verwendet wird.

- **Lagerung: 10 - 35 °C**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777462	Malzextrakt - Condalab	500 g	AA -

Fraser

Für den Nachweis und die Auszählung von Listerien in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (für die Basis) und 2 - 8 °C (für das gebrauchsfertige Medium)**
- **Inkubation 30°C ± 1°C für 24 Stunden ± 2 Stunden**

Dehydriertes Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777547	Fraser Broth Dehydratisiertes Medium - ISO 11133 / ISO 11290 konform - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

- **Eisenammoniumcitrat Zu rekonstituieren in 5 ml warmem, sterilem, destilliertem Wasser**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777782	Eisen-Ammonium-Zitrat-Zusatz - Condalab	10 Flaschen	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693409	10-ml-Röhrchen mit Fraser-Brühe nach ISO 11290-1 - ClearLine	100	AA -

Fraser demi

Für den Nachweis und die Auszählung von Listerien in Lebensmitteln.

- **Lagerung: 2 - 25 °C (für die Basis) und 2 - 8 °C (für das gebrauchsfertige Medium)**
- **Inkubation (gemäß Norm 11290) : 30 °C für 25 Stunden ± 1 Stunde**

Dehydriertes Medium

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777852	Fraser demi broth dehydrated medium - ISO 11133 / ISO 11290 konform - Condalab	500 g	AA -

Ergänzung

- **Eisenammoniumcitrat Zu rekonstituieren in 5 ml warmem, sterilem, destilliertem Wasser**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777782	Eisen-Ammonium-Zitrat-Zusatz - Condalab	10 Flaschen	AA -

Gebrauchsfertige Medien

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
693460	225 ml Flasche Fraser demi - ClearLine®	6	AA -
994512	Beutel 5 Liter Fraser demi Brühe ClearLine®	55	AA -

Laktose-Gelatine



Zur Bestätigung von Clostridium perfringens.

- **Lagerung: 2 - 25 °C**
- **Inkubation 35 ± 2 °C für 18 - 48 Stunden**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	CHF
777256	Dehydriertes Medium Gelatinebrühe Laktose - Condalab	500 g	AA -